



BRUMABA CL

# GENIUS

Die flexible OP-Liege für viele Fachbereiche



brumaba

## Verstellbare Arbeitshöhe

Für maximale Ergonomie im Operationsalltag sorgt die patentierte Teleskopsäule des GENIUS. Sie ermöglicht eine enorm flexible Höheneinstellung: In der Standardausführung von 570–840 mm, mit der optionalen Doppelteleskopsäule von 530–960 mm. Und die Memory-Funktion bringt den Patienten während des Behandlungsablaufs per Handfernbedienung in eine von 8 benutzerdefinierten Positionen – dank Mikrohydraulik in einer fast lautlosen, fließenden Bewegung.



## Zwei Betriebsvarianten

Entscheiden Sie selbst, ob Sie den GENIUS „stationär“ betreiben oder mit ihm häufig die Räume wechseln. Das Standardmodell verfügt über einen 230V-Netzstecker, größtmögliche Mobilität garantiert die Akku-Version mit integriertem Ladegerät.



## Teleskop-Kopfteil & Kalotte

Das von brumaba entwickelte, patentierte Teleskop-Kopfteil erlaubt eine exakte Positionierung des Patientenkopfes und prädestiniert den GENIUS für alle kopfchirurgischen Eingriffe. Durch die stufenlose Neigungsanpassung haben Sie während der gesamten OP stets optimale Handlungsfreiheit.



BRUMABA CL

# GENIUS



OP-Hocker

## BALANCE PLUS

Höchster Sitzkomfort, individuell einstellbar.  
ART.-NR. H1.01.11

Die Stuhlposition und die tief einstellbare Sitzhöhe ermöglichen einen leichten Ein- und Ausstieg.



Bereits in der Grundausstattung bietet der GENIUS sehr guten Behandlungskomfort für Patient und Operateur.

Mit dem GENIUS stellen wir eine OP-Liege vor, die in nahezu allen medizinischen Bereichen eingesetzt werden kann. Wie alle brumaba-Produkte überzeugt auch der GENIUS durch eine präzise Verarbeitung hochwertiger Materialien, äußerste Flexibilität und ergonomisches Design – zu einem fairen Preis.

Überzeugen Sie sich von diesen Vorteilen am besten selbst. Wir stellen Ihnen den GENIUS gern persönlich in Ihrem Haus vor!

### Technische Daten

Max. Länge:	2020 mm
Max. Breite:	560 mm
Eigengewicht:	140 kg
Max. Patientengewicht:	250 kg
Max. Höhenverstellbarkeit:	
Single-Teleskopsäule	570 – 840 mm
Doppel-Teleskopsäule	530 – 960 mm

## Die Konfiguration

Eine Vielzahl von Optionen passen den GENIUS genau Ihren Bedürfnissen an. Sie haben die Wahl aus z.B. folgenden Möglichkeiten:



## Fahrwerk und Fußschalter

In der Standardversion kommt der GENIUS mit stabilen Standfüßen. Wenn Sie vor, während oder nach einer Operation auf Mobilität angewiesen sind, entscheiden Sie sich für eine der beiden Fahrwerk-Varianten. Wahlweise zwei oder vier leichtgängige, hygienisch gekapselte Lenkrollen bringen die Liege schnell in die richtige Position für den nächsten Behandlungsschritt. Der optional erhältliche Fußschalter sorgt für eine kontaminationsfreie Bedienung aller Funktionen.



Die vier Grundmodelle des GENIUS unterscheiden sich durch die Teleskopsäule sowie die Stromversorgung mit oder ohne Kabel.



GENIUS	STN	DTN	STA	DTA
Netz	X	X		
Akku			X	X
Single-Teleskopsäule	X		X	
Doppel-Teleskopsäule		X		X

Wählen Sie außerdem aus drei Stand-/Fahrwerk-Varianten:  
- 2 Standachsen mit 4 Füßen  
- 1 starre Radachse und 1 Lenkrollenfahrwerk mit Bremse  
- 2 Lenkrollenfahrwerke mit Bremse vorne und hinten

## Entscheiden Sie sich für zertifizierte brumaba-Qualität!

Für Ihre Sicherheit und die Ihrer Patienten hat die brumaba GmbH & Co. KG im Jahr 2005 ein Qualitätsmanagementsystem entsprechende der Norm EN ISO 13485:2003 sowie EN ISO 9001:2000 implementiert.



In Wolfratshausen werden die brumaba-Produkte entwickelt, gebaut und vertrieben. Das Unternehmen überzeugt seit über 25 Jahren durch höchste Qualität, kundenfreundliche Preismodelle und besten Service. Wir laden Sie herzlich ein, uns hier zu besuchen oder das Produkt Ihrer Wahl über unseren Außendienst unverbindlich zu testen!



**brumaba**  
GmbH & Co KG

BGM-Finsterwalder-Ring 21  
D-82515 Wolfratshausen

Telefon: +49 - (0)8171- 2672- 0  
Fax: +49 - (0)8171- 2672- 10  
info@brumaba.de  
www.brumaba.de

Änderungen vorbehalten  
Ausgabe November 2009  
© brumaba GmbH & Co KG



**brumaba**