

ZUBEHÖR

DESIGNED, ENGINEERED AND MANUFACTURED SINCE 1980 
MADE IN GERMANY

www.brumaba.de


BRUMABA
OPERATING TABLE SYSTEMS



ZUBEHÖR

FEEL LIKE **ON CLOUD NINE**



BRUMABA

OPERATING TABLE SYSTEMS

BRUMABA ist ein Familienunternehmen in zweiter Generation, die OP-Tische, OP-Stühle sowie Patiententransporter und geeignetes Zubehör für Fachabteilungen der Krankenhäuser, Kliniken und Arztpraxen entwickelt, herstellt und weltweit vertreibt.



DIE BRUMABA KERNKOMPETENZ: MOBILE, SPEZIALISIERTE OP-TISCHE.

BRUMABA ist fachkompetenter Ansprechpartner und Berater für alle Belange rund um die Ergonomie und die Lagerung auf OP-Tischen. Unseren Kunden bieten wir Produkte für spezialisierte Fachbereiche, wie die Augen-, die Oral- und MKG- sowie die Plastische Chirurgie, die Dermatologie sowie für allgemeine Operationen an, egal ob stationär oder ambulant.

DER BRUMABA KERNBENEFIT: OP-TISCHE FÜR ERMÜDUNGSFREIES OPERIEREN UND OPTIMALE PATIENTENLAGERUNG.

In diesem Zubehör-Gesamtkatalog finden Sie geeignetes Zubehör für eine Erweiterung und Individualisierung Ihres ganz speziellen OP-Tisch-Systems nach medizinischen Fachbereichen.



INHALT

INHALT

Editorial	4
Inhaltsverzeichnis	6
Index	48

LAGERUNG | **KOPF**

Kopfplatte, groß, 400 x 300 mm	8
Kopfplatte, klein, 320 x 240 mm	8
Kopfkalotte	8
Kopfkalotte, klein	9
Kopfkalotte mit langem Klemmtopf, 110 mm	9
Kopffixiergurt Silikon zur Befestigung an der Kalotte	9
Haartransplantationsstütze	10
Nackepolster, viskoelastisch, schwarz	10
Kopfplatte „rubins pillow“ mit Kugelgelenk	10
Kopfteil Genius, abnehmbar	11
Kopfteil OP, abnehmbar	11
Kopfteil röntgenfähig, abnehmbar	11
Externe Aufnahme mit Kopfplatte, röntgenfähig	12
Mikrochirurgiering mit integriertem Montagekloben	12
Mikrochirurgiering (GENIUS EYE)	13
Unterarmauflage für Ophthalmologie	13
Zungenbügel, verlängert, mit flacher Teller-Rand	13

LAGERUNG | **ARM / SCHULTER / RUMPF / BEIN**

Arملهne OP, mit Fixiergurt	14
Armstütze seitlich mit Fixiergurt (Armfessel)	14
Haltebügel, schwenkbar	14
Haltebügel, schwenkbar (GENIUS)	14
Haltebügel, schwenkbar (VENUS)	14
Handtisch mit Montagekloben SPEZIAL „XL“	15
Handtisch-Teleskopstütze, einfach	15
Handchirurgentisch mit Teleskopstütze, mit Montagekloben SPEZIAL „XL“	15
Rückenteilpolster mit Armauflage, visko	16
Kopfkalotte für Schulterarthroskopie mit Kopffixiergurt	16
Rückenteilverlängerung für Schulterarthroskopie	16
Seitengitter, abklappbar	17
Seitlagerungsstütze, tief	17

Seitlagerungsstütze, dorsal (Rücken)	17
Bauchgurt, zweigeteilt, mit 2 Montagegleitern	18
Bauchgurt, Silikon, mit 2 Montagegleitern	18
Bauchgurt, Silikon (GENIUS EYE)	18

LAGERUNG | **BEIN**

Beinhalter OP	19
Montageadapter mit 90° Umlenkung für Beinhalter	19
Beinhalter mit 2 Kugelgelenken	19
Gelenkstütze	20
Arthroskopiebeinhalter	20
Polstereinlage für Arthroskopiebeinhalter	21
Stehbrett (1 Paar)	21

LAGERUNGSPOLSTER

Lordosstützenpolster	22
Halbrolle, klein	22
Halbrolle, groß	22
Bauchlagerungspolster, trapezförmig	23
OP-Auflage, viskoelastisch	23
OP-Auflage, viskoelastisch, kurz, mit Cyn-Ausschnitt	23

OP-TISCH | **VERLÄNGERUNGEN UND VERBREITERUNGEN**

Rückenteilverlängerung, schmal OP	24
Rückenteilverlängerung, schmal (GENIUS)	24
Rückenteilverlängerung, breit OP	24
Rückenteilverlängerung, breit (GENIUS)	24
Rückenteilverlängerung, breit OP, „weite Ausführung“	25
Rückenteilverlängerung (GENIUS EYE / GENIUS EYE PRO)	25
Fußteilverlängerung, breit OP	23
Fußteilverlängerung, breit (GENIUS)	25
Seitverbreiterung / Fußteilverlängerung, schmal (GENIUS)	26
Seitverbreiterung / Fußteilverlängerung, schmal OP	26
Seitverbreiterung, röntgenfähig	26
Beinplatten, geschlossen (VARIUS)	27
Beinplatten, geschlossen, verlängert (VARIUS)	27
Beinplatten, verlängert (1 Paar) (VARIUS)	27



INSTRUMENTENTISCHE

Motorhalterung für Instrumententisch, schwenkbar	28
Instrumententisch, fahrbar, 600 x 400 mm	28
Instrumententisch, fahrbar, 700 x 500 mm	28
Instrumententisch an der Säule, 600 x 400 mm	29
Instrumententisch an der Säule, 700 x 500 mm	29
Ablageplatte, Alu, für Instrumententisch	29

ANÄSTHESIE / INFUSIONSSTÄNDER

Anästhesiebügel, elastisch, abklappbar	30
Anästhesiebügel, elastisch, mit Sauerstoffzufuhr	30
Narkoseschlauchhalter	31
Narkoseschlauchhalter mit Fernbedienungshalterung	31
Anästhesiebügel, universal	32
Infusionsständer mit Kugelgelenk	32
Infusionsständer an der Säule, schwenkbar	33
Infusionsständer-Schwenkarm, verlängert (360 mm)	33
Infusionsständer am Instrumententisch	33

BEDIENELEMENTE

Handfernbedienung	34
Fernbedienungshalterung an Infusionsständer	34
Fernbedienungshalterung, flexibel	35
Fernbedienungshalterung, kurz	35
Magnetplatte für Fernbedienung	35
Fußschalter Typ IV	36
Fußschalter Typ IV, ohne Memory	36
Podest für Fußschalter Typ IV	37
Fußschalter Typ IV mit Befestigung an Lenkrollenfahrwerk	37
Fußschalter Typ IV EYE, ohne Memory	37

MONTAGE | KLOBEN UND ADAPTER

Montagekloben	38
Montagekloben SPEZIAL „XL“	38
Montagegleiter mit Klemmung	39
Montageadapter, 25 x 10 mm	39
Montageadapter, verstärkt, 290 mm	39

MONTAGE | MONTAGESCHIENEN

Montageschiene, 250 mm Kopfteil (GENIUS)	40
Montageschiene, 340 mm Fußteil (GENIUS)	40
Montageschiene, 250 mm, massiv Sitzteil (GENIUS)	40
Montageschiene, 340 mm, massiv Rücken u. Fußteil (GENIUS)	41
Montageschiene Kopfteil (GENIUS EYE)	41
Montageschienen-Set (VENUS)	41

SCHIEBEGRIFFE

Schiebegriffe, abklappbar, kopfseitig (1 Paar) (GENIUS)	42
Schiebegriffe abklappbar, kopfseitig, OP (1 Paar)	42
Schiebegriffe abklappbar, fußseitig (1 Paar)	42

HYGIENE / SCHUTZ / PFLEGE

EasyCover, Einmal-Liegenabdecktuch	43
Papierrollenhalter	43
Papierrollenhalter, 550 mm (VENUS)	43
Schutzfolie für Fußteil, visko	44
Schutzfolie für zweigeteiltes Fußteil visko (VARIUS) (1 Paar)	44
Service-Kit	44

LUPENLAMPE

Lupenlampe mit Schwenkarm	45
Lupenlampe mit Schwenkarm (VENUS)	45



ZUBEHÖR-ORDNUNG

Wandmontageschiene	46
Gleiter für Wandmontageschiene / Zubehörwagen	46
Wandhalterung für Handchirurgentisch	46
Zubehörständer	46
Zubehörständer, Ablageplatte	47
Zubehörwagen	47
Akku-Transportwagen	47



KOPFPLATTE, GROSS, 400 x 300 mm

ARTIKEL-NR.: Z1.003



POLSTERMASSE (L x B x H):
400 x 300 x 50 mm

KLEMMTOPF HÖHE: **110 mm**


- ▮ Für Kopflagerung, Seitlagerung
- ▮ Bauchlagerung bei wachen Patienten
- ▮ Kugelgelenk für stufenlose Neigung, höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » GENIUS
- » PRIMUS » GENIUS EYE
- » VARIUS » GENIUS EYE PRO

KOPFPLATTE, KLEIN, 320 x 240 mm

ARTIKEL-NR.: Z1.109



POLSTERMASSE (L x B x H):
320 x 240 x 50 mm

KLEMMTOPF HÖHE: **110 mm**


- ▮ Für Kopflagerung, Seitlagerung
- ▮ Bauchlagerung bei wachen Patienten
- ▮ Kugelgelenk für stufenlose Neigung, höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » GENIUS
- » PRIMUS » GENIUS EYE
- » VARIUS » GENIUS EYE PRO

KOPFKALOTTE (STANDARDMÄSSIG IM LIEFERUMFANG)

ARTIKEL-NR.: Z1.043



POLSTERMASSE (L x B x H):
250 x 240 x 110 mm

KLEMMTOPF HÖHE: **65 mm**

- ▮ Für eine definierte und stabile Kopflagerung
- ▮ Kugelgelenk, höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » GENIUS
- » PRIMUS » GENIUS EYE
- » VARIUS » GENIUS EYE PRO



KOPFKALOTTE, KLEIN**ARTIKEL-NR.: Z1.043A**


POLSTERMASSE (L x B x H):
200 x 210 x 80 mm

KLEMMTOPF HÖHE: **65 mm**

- ▮ Für guten Zugriff zu den Ohren
- ▮ Zur Kopflagerung bei kleinen Köpfen bzw. Kindern
- ▮ Kugelgelenk, höhenverstellbar,

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » GENIUS
- » PRIMUS » GENIUS EYE
- » VARIUS » GENIUS EYE PRO

KOPFKALOTTE MIT LANGEM KLEMMTOPF, 110 mm**ARTIKEL-NR.: Z1.249**

KLEMMTOPF HÖHE: **110 mm**

- ▮ Für Morbus Bechterew-Patienten
- ▮ Definierte und stabile Kopflagerung
- ▮ Kugelgelenk, höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » GENIUS
- » PRIMUS » GENIUS EYE
- » VARIUS » GENIUS EYE PRO

KOPFFIXIERGURT SILIKON ZUR BEFESTIGUNG AN DER KALOTTE**ARTIKEL-NR.: Z1.189**

GURTMASSE (L x B):
900 x 50 mm


- ▮ Hygienischer Silikongurt für die Fixierung des Patientenkopfes

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » GENIUS
- » PRIMUS » GENIUS EYE
- » VARIUS » GENIUS EYE PRO

HAARTRANSPLANTATIONSSTÜTZE

ARTIKEL-NR.: Z1.032



POLSTERMASSE (Ø x L):
90 x 230 mm

- ▮ Für optimalen Zugriff im oberen und hinteren Kopfbereich
- ▮ Kugelgelenk, höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » GENIUS
- » PRIMUS » GENIUS EYE
- » VARIUS » GENIUS EYE PRO

NACKENPOLSTER, VISKOELASTISCH, SCHWARZ

ARTIKEL-NR.: Z1.250



POLSTERMASSE (B x L):
200 x 200 mm

KLEMMTOPF HÖHE: **65 mm**

- ▮ Für besonders weiche Lagerung des Nackens
- ▮ Kugelgelenk, höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » GENIUS
- » PRIMUS » GENIUS EYE
- » VARIUS » GENIUS EYE PRO

KOPFPLATTE „RUBINS PILLOW“ MIT KUGELGELENK

ARTIKEL-NR.: X.000184



POLSTERMASSE (L x B x H):
470 x 250 x 100 mm

KLEMMTOPF HÖHE: **110 mm**

- ▮ Für eine definierte Kopflagerung
- ▮ Armauflage für den Operateur in der Augenchirurgie in 12 Uhr-Position
- ▮ Kugelgelenk, höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » GENIUS
- » PRIMUS » GENIUS EYE
- » VARIUS » GENIUS EYE PRO

KOPFTEIL, GENIUS, ABNEHMBAR



ARTIKEL-NR.: X.000257

- Für einen schnellen Wechsel des Kopfteils
- Guter kopfseitiger Zugang für den Anästhesisten z. B. bei Knie- oder gynäkologischen Operationen

Geeignet für BRUMABA OP-Tisch:

- » GENIUS

KOPFTEIL OP, ABNEHMBAR



ARTIKEL-NR.: X.000209

- Für einen schnellen Wechsel des Kopfteils
- Guter kopfseitiger Zugang für den Anästhesisten z. B. bei Knie- oder gynäkologischen Operationen
- Massive Edelstahlkonstruktion

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » VARIUS
- » PRIMUS

KOPFTEIL RÖNTGENFÄHIG, ABNEHMBAR



ARTIKEL-NR.: X.000235


OPTIONAL: **POLSTER FÜR KOPFTEIL RÖNTGENFÄHIG (WIE ABB.)**

POLSTER-NR.: E.002553

- Für einen schnellen Wechsel des Kopfteils
- Gut für intraoperatives Röntgen, z. B. HNO, MKG

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » GENIUS
- » PRIMUS
- » VARIUS



EXTERNE AUFNAHME MIT KOPFPLATTE, RÖNTGENFÄHIG

ARTIKEL-NR.: Z1.194



ABMESSUNGEN (L x B):
330 x 250 mm

- ! Für das Röntgen des Kopfes oder der ganzen Wirbelsäule in Inverslagerung
- ! Montage am Fussende
- ! Abnehmbares Polster
- ! Winkelverstellung durch Zahnung


Geeignet für BRUMABA OP-Tisch:
» VARIUS

Max. Kopfbelastung: 20 kg

Max. Patientengewicht bei inversem Aufbau:
200 kg

MIKROCHIRURGIERING MIT INTEGRIERTEM MONTAGEKLOBEN

ARTIKEL-NR.: Z1.240



ABMESSUNGEN:
INNEN Ø: **325 mm**
AUSSEN Ø: **440 mm**
POLSTERBREITE: **40 mm**


- ! Für präzises und ermüdungsfreies Arbeiten
- ! Ideal für Operationen mit dem Mikroskop
- ! Kugelgelenk, höhenverstellbar
- ! Weiche Polsterung

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:
» FOCUS » VARIUS
» PRIMUS » GENIUS



MIKROCHIRURGIERING (GENIUS EYE)

ARTIKEL-NR.: Z1.257



ABMESSUNGEN:

INNEN Ø: **292 mm**

AUSSEN Ø: **372 mm**


- ▮ Für präzises und ermüdungsfreies Arbeiten
- ▮ Ideal für Operationen mit dem Mikroskop
- ▮ Kugelgelenk, höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » GENIUS EYE
- » GENIUS EYE PRO

UNTERARMAUFLAGE FÜR OPHTHALMOLOGIE

ARTIKEL-NR.: X.000013



▮ Ergonomische Unterarmauflage für den Operateur in der Augenchirurgie in 12 Uhr-Position

▮ Für ermüdungsfreies Arbeiten bei ophthalmologischen Eingriffen

▮ Weiche Polsterung

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » GENIUS EYE
- » GENIUS EYE PRO

ZUNGENBÜGEL, VERLÄNGERT, MIT FLACHEM TELLER-RAND

ARTIKEL-NR.: Z1.061



ABMESSUNGEN (B x H):
460 x 390 - 670 mm

OPTIONAL: **ZUNGENBÜGEL KURZ MIT ERHÖHTEM TELLER-RAND (WIE ABB.)**

- ▮ Für HNO
- ▮ Große individuelle Reichweite durch zwei Kugelgelenke
- ▮ Kette für Zungen- und Wundhakenhalter
- ▮ Instrumentenablage
- ▮ Höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » VARIUS
- » PRIMUS » GENIUS

ARMLEHNE OP, MIT FIXIERGURT



ARTIKEL-NR.: Z1.001


POLSTERMASSE (L x B x H):
490 x 140 x 40 mm

FIXIERGURT:
650 x 50 mm

- ▮ Für eine ergonomische Armlagerung
- ▮ Exzenterhebel bedient zwei Kugelgelenke, für eine schnelle, stufenlose Verstellung
- ▮ Auch für Bauchlage
- ▮ Integrierter Rammschutz
- ▮ Abnehmbare Polsterung, Fixiergurt-Silikon

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

ARMSTÜTZE SEITLICH MIT FIXIERGURT (ARMFESSEL)



ARTIKEL-NR.: Z1.002

POLSTERMASSE (L x B x H):
240 x 140 x 40 mm

- ▮ Für eine schlanke Anlagerung des Arms
- ▮ Abklappbar durch Drehgelenk
- ▮ Abnehmbare Polsterung, Fixiergurt Silikon

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

HALTEBÜGEL, SCHWENKBAR



ARTIKEL-NR.: Z1.033 (WIE ABB.)

HALTEBÜGEL FÜR „GENIUS“

ARTIKEL-NR.: Z1.281


HALTEBÜGEL FÜR „VENUS“

ARTIKEL-NR.: Z1.297

- ▮ Für das Einhalten des Patienten in der Bauchlage

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » VARIUS
- » PRIMUS

HANDTISCH MIT MONTAGEKLOBEN SPEZIAL „XL“**ARTIKEL-NR.: Z1.037**

POLSTERMASSE (L x B):
660 x 400 mm

- ! Für die ergonomische Lagerung des Patientenarms
- ! Kugelgelenk
- ! Röntgenfähig
- ! Schlanke Bauweise für maximale Beinfreiheit

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » VARIUS » VENUS
- » PRIMUS » GENIUS

HANDTISCH-TELESKOPSTÜTZE, EINFACH**ARTIKEL-NR.: Z1.089**

HÖHENVERSTELLBAR VON:
570 - 1030 mm

- ! Für höheren Stabilitätsbedarf am Handtisch **ARTIKEL-NR.: Z1.037**
- ! Höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » VARIUS » VENUS
- » PRIMUS » GENIUS

HANDCHIRURGENTISCH MIT TELESKOPSTÜTZE, MIT MONTAGEKLOBEN SPEZIAL „XL“**ARTIKEL-NR.: Z1.036**

POLSTERMASSE (L x B):
800 x 500 mm

HÖHENVERSTELLBAR VON:
690 - 1110 mm

- ! Für Handchirurgie mit größerem Platzbedarf
- ! Röntgenfähig
- ! Kugelgelenk
- ! Zwei höhenverstellbare Teleskopstützen für besondere Standruhe

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » VARIUS » VENUS
- » PRIMUS » GENIUS



Mail



Internet



Register



Inhalt

RÜCKENTEILPOLSTER MIT ARMAUFLAGE, VISKO

ARTIKEL-NR.: Z1.259



POLSTERBREITE:
720 mm


! Für die einfache Armlagerung

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » VARIUS
- » PRIMUS » GENIUS

KOPFKALOTTE FÜR SCHULTERARTHROSKOPIE MIT KOPFFIXIERGURT

ARTIKEL-NR.: Z1.154



POLSTERMASSE (L x B x H):
200 x 210 x 80 mm

KLEMMTOPF HÖHE: **110 mm**


- ! Für seitlich versetzte Lagerung des Kopfes
- ! Für freien Zugriff auf den Schulterbereich links und rechts
- ! Im Zusammenspiel mit dem Kopfschlitten passt sich beim Verstellen die Kopfkalotte automatisch an
- ! Kugelgelenk, höhenverstellbar, Fixiergurt Silikon

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » VARIUS
- » PRIMUS

RÜCKENTEILVERLÄNGERUNG FÜR SCHULTERARTHROSKOPIE

ARTIKEL-NR.: Z1.021



POLSTERMASSE (L x B x H):
270 x 150 x 60 mm

- ! Für Schulteroperationen links und rechts
- ! Einfache Montage

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » VARIUS
- » PRIMUS

SEITENGITTER, ABKLAPPBAR



ARTIKEL-NR.: Z1.187

ABMESSUNGEN (B x H):
350 x 310 mm

- ▮ Für zusätzliche Sicherheit beim Patiententransport
- ▮ Abklappbar durch Drehgelenk

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

SEITLAGERUNGSSTÜTZE, TIEF



ARTIKEL-NR.: Z1.110

POLSTERMASSE (B x L x H):
180 x 300 x 50 mm

KLEMMTOPF HÖHE: **120 mm**

OPTIONAL:

SEITLAGERUNGSSTÜTZE
ARTIKEL-NR.: Z1.054

KLEMMTOPF HÖHE: **65 mm**

- ▮ Für die stabile Seitlagerung des Patienten
- ▮ Kugelgelenk für stufenlose Einstellung

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » VARIUS
- » PRIMUS » GENIUS

SEITLAGERUNGSSTÜTZE, DORSAL (RÜCKEN)



ARTIKEL-NR.: Z1.152

POLSTERMASSE (L x B x H):
240 x 140 x 40 mm

HÖHENVERSTELLBARKEIT: **120 mm**

- ▮ Für eine schlanke Stützung des Patienten in Seitlagerung
- ▮ Zwei Gelenke für individuelle Anpassung
- ▮ Höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » VARIUS
- » PRIMUS » GENIUS



BAUCHGURT, ZWEIGETEILT, MIT 2 MONTAGEGLEITERN

ARTIKEL-NR.: Z1.241



ABMESSUNGEN (L x B):
1475 x 80 mm

- ! Zur Sicherung des Patienten
- ! Hygienisches Silikonmaterial
- ! Verminderte Druckbelastung

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

BAUCHGURT, SILIKON, MIT 2 MONTAGEGLEITERN

ARTIKEL-NR.: Z1.112
E.001061 | GENIUS EYE



ABMESSUNGEN (L x B):
1440 x 80 mm

- ! Zur Sicherung des Patienten
- ! Hygienisches Silikonmaterial
- ! Vermindert Druckbelastung

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

BEINHALTER OP**ARTIKEL-NR.: Z1.087**

POLSTERMASSE (L x B x H):

220 x 330 X 90 mmFIXIERGURTMASSE (L x B): **650 x 50 mm**HÖHENVERSTELLBARKEIT: **130 mm**

- ! Für die ergonomische Beinlagerung
- ! Dreidimensionale Beweglichkeit
- ! Einfache Handhabung durch eine Person
- ! Wippfunktion für die automatische Anpassung der Beinschale gegen Lagerungsschäden
- ! Kugelgelenk, höhenverstellbar, Silikonfixiergurt

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:


- » FOCUS » VARIUS » VENUS
- » PRIMUS » GENIUS

MONTAGEADAPTER MIT 90° UMLENKUNG FÜR BEINHALTER OP

- ! Für die Umlenkung des Beinhalters OP **ARTIKEL-NR.: Z1.087** bei Seitlagerung

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » GENIUS
- » PRIMUS » VENUS
- » VARIUS

BEINHALTER MIT 2 KUGELGELENKEN**ARTIKEL-NR.: X.000126**


POLSTERMASSE (L x B x H):

220 x 330 X 90 mmHÖHENVERSTELLBARKEIT: **170 mm**

- ! Für die ergonomische Beinlagerung
- ! Dreidimensionale Beweglichkeit
- ! Einfache Handhabung durch eine Person
- ! Für Seitlagerung geeignet
- ! Zwei Kugelgelenke
- ! Höhenverstellbar
- ! Silikonfixiergurt

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » VARIUS » VENUS
- » PRIMUS » GENIUS



Gelenkstütze

ARTIKEL-NR.: Z1.028



POLSTERMASSE (Ø x L):
90 x 230 mm
 HÖHENVERSTELLBAR VON:
380 - 480 mm

- ! Für Eingriffe an Fuss oder Schienbein
- ! Kugelgelenk
- ! Höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » VARIUS » VENUS
- » PRIMUS » GENIUS

ARTHROSKOPIEBEINHALTER

ARTIKEL-NR.: Z1.016




MAX. Ø OBERSCHENKEL: **270 mm**
 INKL. MONTAGEKLOBEN XL
ARTIKEL-NR.: Z1.088
 INKL. MONTAGEADAPTER & SILIKONGURT
ARTIKEL-NR.: Z1.047

- ! Für kniearthroskopische Eingriffe
- ! Für linkes und rechtes Knie geeignet
- ! Einfache Oberschenkelanpassung
- ! Auch für Kreuzband-OP
- ! 360° drehbar
- ! Höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tisch:

- » VARIUS





POLSTEREINLAGE FÜR ARTHROSKOPIEBEINHALTER

ARTIKEL-NR.: Z1.155



POLSTERSTÄRKE: 25 mm


■ Für kniearthroskopische Eingriffe ohne Blutsperre

Geeignet für BRUMABA OP-Tisch:

» VARIUS

STEBRETT (1 PAAR)

ARTIKEL-NR.: Z1.057



POLSTERMASSE (B x L):
180 x 300 mm

■ Für Eingriffe in der Anti-Trendelenburgposition, wie z. B. Phlebologie

Geeignet für BRUMABA OP-Tisch:

» VARIUS

FÜR „PRIMUS“

ARTIKEL-NR.: x.000359

LAGERUNGSPOLSTER

LORDOSESTÜTZENPOLSTER




ARTIKEL-NR.: Z1.140

POLSTERMASSE (L x B x H):
400 x 210 x 60 mm

- Weiches Material und hygienisch nahtloser Bezug
- Für die Unterstützung der Lordose

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

HALBROLLE, KLEIN



ARTIKEL-NR.: Z1.100

POLSTERMASSE (L x B x H):
400 x 140 x 70 mm

- Weiches Material und hygienisch nahtloser Bezug
- Angenehme Form für vielseitige Verwendung

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

HALBROLLE, GROSS



ARTIKEL-NR.: Z1.101

POLSTERMASSE (L x B x H):
555 x 210 x 120 mm

- Weiches Material und hygienisch nahtloser Bezug
- Vielseitige Verwendung

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

BAUCHLAGERUNGSPOLSTER, TRAPEZFÖRMIG (1 STÜCK) **ARTIKEL-NR.: Z1.098**



POLSTERMASSE (L x B):
220 x 300 mm

MAX. TIEFE: **110 mm**

- Weiches Material und hygienisch nahtloser Bezug
- Für eine ergonomische Bauchlagerung zur Entlastung des Abdomen-Bereichs

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

OP-AUFLAGE, VISKOELASTISCH

ARTIKEL-NR.: Z1.171



POLSTERMASSE (L x B x H):
1660 x 570 x 40 mm

- Für lange Operationen zur Vorbeugung von Dekubitus-Schäden und zusätzlichen Komfort
- Antistatisch

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

OP-AUFLAGE, VISKOELASTISCH, KURZ, MIT GYN-AUSSCHNITT

ARTIKEL-NR.: Z1.213



POLSTERMASSE (L x B x H):
950 x 550 mm

- Für lange Operationen zur Vorbeugung von Dekubitus-Schäden und zusätzlichen Komfort (z.B. bei Steinschritt-Lagerung)
- Antistatisch

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische



RÜCKENTEILVERLÄNGERUNG, SCHMAL

**ARTIKEL-NR.: Z1.006 | OP
Z1.183 | GENIUS**



POLSTERMASSE (H x B):
100 x 420 mm


- Für die korrekte Lagerung der Schultern bei großen Patienten
- Standard enthalten bei FOCUS, PRIMUS, VARIUS und GENIUS

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » VARIUS
- » PRIMUS » GENIUS

RÜCKENTEILVERLÄNGERUNG, BREIT OP

**ARTIKEL-NR.: Z1.005 | OP
Z1.184 | GENIUS**



POLSTERMASSE (H x B):
150 x 420 mm

- Für die korrekte Lagerung der Schultern bei großen Patienten

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » VARIUS
- » PRIMUS » GENIUS

**RÜCKENTEILVERLÄNGERUNG, BREIT OP,
„WEITE AUSFÜHRUNG“**



ARTIKEL-NR.: Z1.212

POLSTERMASSE (H x B):
150 x 550 mm

- ▮ Für die korrekte Lagerung der Schultern bei großen Patienten
- ▮ Extra breit

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » VARIUS
- » PRIMUS » GENIUS

**RÜCKENTEILVERLÄNGERUNG
(GENIUS EYE / GENIUS EYE PRO)**



ARTIKEL-NR.: Z1.279


POLSTERMASSE (H x B):
150 x 530 mm

- ▮ Für die korrekte Lagerung der Schultern bei großen Patienten

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » GENIUS EYE
- » GENIUS EYE PRO

FUSSTEILVERLÄNGERUNG, BREIT



**ARTIKEL-NR.: Z1.268 | OP
Z1.286 | GENIUS***

POLSTERMASSE (H x B):
150 x 420 mm

- ▮ Für besonders große Patienten
- ▮ Mit Kantenschutzplatte
- ▮ Zusätzlicher Montagekloben benötigt


Geeignet für BRUMABA OP-Tisch:

- » PRIMUS » GENIUS

* INKL. MONTAGEADAPTER

OHNE MONTAGEADAPTER

ARTIKEL-NR.: Z1.264 | GENIUS



**SEITVERBREITERUNG / FUSSTEILVERLÄNGERUNG,
SCHMAL**

ARTIKEL-NR.: Z1.321 | OP*
Z1.291 | GENIUS*



ABMESSUNGEN (H x B):
100 x 420 mm

OPTIONAL:
MIT MONTAGESCHIENE
ARTIKEL-NR.: M.000644

! Für besonders große Patienten oder
Verbreiterung der Liegefläche

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

* INKL. MONTAGEADAPTER


OHNE MONTAGEADAPTER

ARTIKEL-NR.: Z1.267 | OP

ARTIKEL-NR.: Z1.263 | GENIUS

SEITVERBREITERUNG, RÖNTGENFÄHIG

ARTIKEL-NR.: Z1.055



ABMESSUNGEN (L x B x H):
410 x 225 x 55 mm

! Für das Auslagern der Extremitäten bei
Operationen und Röntgen

! Zusätzlicher Montagekloben benötigt

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

» FOCUS » VARIUS » VENUS
» PRIMUS » GENIUS

BEINPLATTE, GESCHLOSSEN (VARIUS)



ARTIKEL-NR.: Z1.170

POLSTERMASSE | VISKO (L x B x H):
500 x 555 x 60 mm

- Für den Einsatz bei Invers-Lagerung z. B. mit externer Aufnahme
ARTIKEL-NR.: Z1.194 für ein homogenes Röntgenbild
- Verbindungsplatte für das zweigeteilte Fußteil

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

» VARIUS

BEINPLATTE, GESCHLOSSEN, VERLÄNGERT (VARIUS)



ARTIKEL-NR.: Z1.169

POLSTERMASSE | VISKO (L x B x H):
800 x 555 x 60 mm

- Für den Einsatz bei Invers-Lagerung
- Erweiterung des Röntgenbereichs
- Für ein homogenes Röntgenbild

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

» VARIUS

BEINPLATTEN, VERLÄNGERT, 1 PAAR (VARIUS)



ARTIKEL-NR.: Z1.020

POLSTERMASSE (L x B x H):
800 x 270 x 50 mm

- Verlängerung der Beinplatten z. B. nach Steinschnittlage oder Knie-OP

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

» VARIUS

MOTORHALTERUNG / INSTRUMENTENTISCHE



MOTORHALTERUNG FÜR INSTRUMENTENTISCH, SCHWENKBAR

ARTIKEL-NR.: X.000040



PLATTENGRÖSSE: 400 x 360 mm

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

INSTRUMENTENTISCH, FAHRBAR

ARTIKEL-NR.: Z1.172



PLATTENGRÖSSE: 600 x 400 mm

OPTIONAL:

ARTIKEL-NR.: Z1.282


PLATTENGRÖSSE: 700 x 500 mm

HÖHENVERSTELLBAR VON:
860 - 1100 mm

- ! Für die Ablage der Instrumente in Griffweite
- ! Fahrbar mit hygienischen Leichtlauf-Doppelrollen
- ! Einhand-Höhenverstellung via Gasfeder
- ! Bremsbar gegen Wegrollen



INSTRUMENTENTISCHE



INSTRUMENTENTISCH AN DER SÄULE

ARTIKEL-NR.: Z1.275



PLATTENGRÖSSE: 600 x 400 mm

OPTIONAL:

ARTIKEL-NR.: Z1.278

PLATTENGRÖSSE: 700 x 500 mm


HÖHENVERSTELLBAR ÜBER
TISCHNIVEAU: 300 – 540 mm

- ! Für die Ablage der Instrumente in ergonomischer Griffweite über dem Patienten
- ! Einhand-Verstellung via Gasfeder
- ! Platte/oberer Arm 360° drehbar, unterer Arm 180° schwenkbar
- ! Montage ist links und rechts möglich

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

ABLAGEPLATTE ALU, FÜR INSTRUMENTENTISCH

ARTIKEL-NR.: Z1.245




PLATTENGRÖSSE: 565 x 365 mm

- ! Für die effiziente OP-Organisation
- ! Wechselplatte zur Vorbereitung Ihrer Instrumente
- ! Für Instrumententisch
ARTIKEL-NR.: Z1.172 / Z1.275

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » GENIUS
- » PRIMUS » GENIUS EYE
- » VARIUS » GENIUS EYE PRO

ANÄSTHESIE / INFUSIONSSTÄNDER



ANÄSTHESIEBÜGEL, ELASTISCH, ABKLAPPBAR

ARTIKEL-NR.: Z1.273




LÄNGE: 960 mm

- Für die Zufuhr von Sauerstoff zum Patientenkopf
- Externe hygienische Schlauchführung an Klipsen für 6 mm und 18 mm Schläuche (Empfehlung)
- Abstandshalter für OP-Tuch
- Flexibler sogen. "Schwanenhals" für individuelle Verstellung
- Abklappbar durch Drehgelenk

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

ANÄSTHESIEBÜGEL, ELASTISCH, MIT SAUERSTOFFZUFUHR

ARTIKEL-NR.: Z1.248



LÄNGE: 1010 mm


- Schafft Raum für Luftzirkulation unter dem Abdecktuch
- Für die Zufuhr von Sauerstoff zum Patientenkopf
- Sauerstoffschlauchanschluss am sogen. "Schwanenhals" mit Austritt am Kopf
- Abstandshalter für OP-Tuch
- Flexibler sogen. "Schwanenhals" für individuelle Verstellung

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische



NARKOSESCHLAUCHHALTER

ARTIKEL-NR.: Z1.049




LÄNGE: 300 mm + KRONE

- Dient als Zugentlastung für Narkoseschlauch
- Für die Aufnahme aller gängigen Schlauchdurchmesser (ähnlich dem Ulmer Rad)
- Flexibler Schwanenhals für individuelle Verstellung,

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

NARKOSESCHLAUCHHALTER MIT FERNBEDIENUNGSHALTERUNG


ARTIKEL-NR.: X.000322



- Für Narkoseschlauchhalter


Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

ANÄSTHESIE / INFUSIONSSTÄNDER



ANÄSTHESIEBÜGEL, UNIVERSAL

ARTIKEL-NR.: Z1.015



BREITE: **680 - 1130 mm**
HÖHENVERSTELLUNG: **270 mm**

- ! Für alle gängigen Abdecksysteme in der Chirurgie
- ! Länge und Höhe verstellbar
- ! Kugelgelenk
- ! Haken für Infusionsflasche

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

INFUSIONSSTÄNDER MIT KUGELGELENK

ARTIKEL-NR.: Z1.038



HÖHE: **1110 - 1680 mm**

MIT 4 HAKEN

MAX. ZULÄSSIGE BELASTUNG:
2 KG PRO HAKEN

- ! Montage am Schienensystem
- ! Einhand-Höhenverstellung
- ! Kugelgelenk
- ! 4 Flaschenaufnahmen

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische



INFUSIONSSTÄNDER AN DER SÄULE, SCHWENKBAR

ARTIKEL-NR.: Z1.277



HÖHE: 1110 - 1680 mm

MIT 4 HAKEN

MAX. ZULÄSSIGE BELASTUNG:
2 KG PRO HAKEN

- ! Montage an der Säule
- ! Unabhängig von der Neigungseinstellung der Liegefläche
- ! Einhand-Höhenverstellung
- ! Schwenkbar
- ! 4 Flaschenaufnahmen

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

INFUSIONSSTÄNDER-SCHWENKARM, VERLÄNGERT (360 mm)

ARTIKEL-NR.: X.000214



OPTIONAL ZU **ARTIKEL-NR.: Z1.181**

LÄNGE: 360 mm

- ! Für einen größeren Schwenkbereich des Infusionsständers
- ARTIKEL-NR.: Z1.181**

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

INFUSIONSSTÄNDER AM INSTRUMENTENTISCH

ARTIKEL-NR.: Z1.280




- ! Montage am Instrumententisch an der Säule
- ARTIKEL-NR.: Z1.275 / Z1.278**

- ! Einhand-Höhenverstellung
- ! 2 Flaschenaufnahmen

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

BEDIENELEMENTE



HANDFERNBEDIENUNG

ARTIKEL-NR.: Z1.118



- ▮ Standardmäßig im Lieferumfang der OP-Tische enthalten
- ▮ Magnetische Rückseite
- ▮ Sämtliche individuelle Einstellungen vornehmen
- ▮ Abruf aller 8 Memory-Positionen

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS
- » PRIMUS
- » VARIUS
- » GENIUS
- » GENIUS EYE
- » GENIUS EYE PRO

FERNBEDIENUNGSHALTERUNG AN INFUSIONSSTÄNDER

ARTIKEL-NR.: Z1.243



- ▮ Für die Anbringung der Handfernbedienung am Infusionsständer

Geeignet für:

- » alle BRUMABA OP-Tische



FERNBEDIENUNGSHALTERUNG, FLEXIBEL




ARTIKEL-NR.: Z1.149

LÄNGE SCHWANENHALS : 300 mm

- ▮ Flexibler sogen. "Schwanenhals"

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

FERNBEDIENUNGSHALTERUNG, KURZ



ARTIKEL-NR.: Z1.026

- ▮ Montage am Schienensystem unterhalb der Liegefläche

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

MAGNETPLATTE FÜR FERNBEDIENUNG




ARTIKEL-NR.: Z1.045

- ▮ Standardmäßig im Lieferumfang bei jedem OP-Tisch enthalten
- ▮ Befestigung mittels rückseitiger Klebefläche

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

BEDIENELEMENTE



FUSSSCHALTER TYP IV

ARTIKEL-NR.: Z1.185.01
ARTIKEL-NR.: Z1.303 | VENUS



GEWICHT: 4,25 kg

- ▮ Sämtliche individuelle Einstellungen vornehmen
- ▮ Abruf aller 8 Memory-Positionen
- ▮ Hehebügel für das Anheben oder Verschieben des Fußschalters mit dem Fuß
- ▮ Bedienbarkeit im sterilen Zustand

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS
- » PRIMUS
- » VARIUS
- » GENIUS
- » GENIUS EYE
- » GENIUS EYE PRO

FUSSSCHALTER TYP IV, OHNE MEMORY

ARTIKEL-NR.: Z1.271.01



GEWICHT: 4,25 kg

- ▮ Sämtliche individuelle Einstellungen vornehmen
- ▮ Hehebügel für das Anheben oder Verschieben des Fußschalters mit dem Fuß
- ▮ Keine Memory-Positionen abrufbar

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische



PODEST FÜR FUSSSCHALTER TYP IV



ARTIKEL-NR.: Z1.274

- ! Zur Positionierung des Fußschalters auf dem Fahrwerk
4-EASY-DRIVE, 5-WHEEL-DRIVE

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

FUSSSCHALTER TYP IV MIT BEFESTIGUNG AN LENKROLLENFAHRWERK



ARTIKEL-NR.: Z1.225.01

GEWICHT: 4,25 kg

- ! Sämtliche individuelle Einstellungen vornehmen
- ! Abruf aller 8 Memory-Positionen
- ! Fußschalter am Fahrwerk fixiert
4-EASY-DRIVE, 5-WHEEL-DRIVE

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » GENIUS
- » PRIMUS » GENIUS EYE
- » VARIUS » GENIUS EYE PRO

FUSSSCHALTER TYP IV EYE, OHNE MEMORY




ARTIKEL-NR.: Z1.226.01

GEWICHT: 4,25 kg

- ! Einstellung von Kopfteil, Rückenteil und Höhe möglich
- ! Fußschalter am Fahrwerk fixiert
4-EASY-DRIVE, 5-WHEEL-DRIVE
- ! Keine Memory-Positionen abrufbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » GENIUS EYE
- » GENIUS EYE PRO



MONTAGEKLOBEN

ARTIKEL-NR.: Z1.004



FLANSCH-ABMESSUNG (L x B):
30 x 10 mm

- ! Zur Befestigung der BRUMABA
Zubehöre
- ! Sichere 4-Punkt-Klemmung

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

MONTAGEKLOBEN SPEZIAL „XL“

ARTIKEL-NR.: Z1.088



FLANSCH-ABMESSUNG (L x B):
30 x 15 mm

- ! Zur Befestigung von Handtischen und
Arthroskopie-Beinhaltern
- ! Sichere 4-Punkt-Klemmung

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

MONTAGEGLEITER MIT KLEMMUNG

ARTIKEL-NR.: Z1.093




FLANSCH-ABMESSUNG (L x B):
30 x 10 mm

! Zur dauerhaften Befestigung von
Zubehör

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

MONTAGEADAPTER, 25 x 10 mm

ARTIKEL-NR.: Z1.047



ABMESSUNGEN (L x H x B):
200 x 25 x 10 mm

OPTIONAL: **MONTAGEADAPTER,
30 x 10 mm (SPEZIAL)**

ARTIKEL-NR.: Z1.047A

ABMESSUNGEN (L x H x B):
200 x 30 x 10 mm

! Zur Befestigung von Zubehören anderer
Hersteller (Normschiene)

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

MONTAGEADAPTER, VERSTÄRKT, 290 mm

ARTIKEL-NR.: X.000244



ABMESSUNGEN (L x H x B):
290 x 25 x 10 mm

! Zur Befestigung von Zubehören anderer
Hersteller (Normschiene)

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

MONTAGESCHIENE, 250 mm KOPFTEIL (GENIUS)

ARTIKEL-NR.: Z1.151



! Für Kopfteil links

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

» GENIUS

MONTAGESCHIENE, 340 mm FUSSTEIL (GENIUS)

ARTIKEL-NR.: Z1.079



! Für Fußteil links oder rechts

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

» GENIUS

MONTAGESCHIENE, 250 mm, MASSIV SITZTEIL (GENIUS)

ARTIKEL-NR.: X.000087



! Für Sitzteil, zur Anbringung von Beinhaltern **ARTIKEL-Nr.: Z1.087**

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

» GENIUS

MONTAGESCHIENE, 340 mm, MASSIV RÜCKEN U. FUSSTEIL (GENIUS)

ARTIKEL-NR.: X.000036




! Für Rücken- und Fußteil

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

» GENIUS

MONTAGESCHIENE, 125 mm, KOPFTEIL (GENIUS EYE / EYE PRO)

ARTIKEL-NR.: Z1.262



! Z. B. für die Montage des
Mikrochirurgierings GENIUS EYE
ARTIKEL-NR.: Z1.257


Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

» GENIUS EYE

» GENIUS EYE PRO

MONTAGESCHIENEN-SET (VENUS)

ARTIKEL-NR.: Z1.304



! Für Rücken-, Sitz- und Fußteil

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

» VENUS

SCHIEBEGRIFFE

SCHIEBEGRIFFE ABKLAPPBAR, KOPFSEITIG, GENIUS (1 PAAR)

ARTIKEL-NR.: Z1.210



! Für das rüchenschonende Verfahren des OP-Tisches in Stuhlposition

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » GENIUS
- » GENIUS EYE | im Standard enthalten
- » GENIUS EYE PRO | im Standard enthalten

SCHIEBEGRIFFE ABKLAPPBAR, KOPFSEITIG, OP (1 PAAR)

ARTIKEL-NR.: Z1.211



! Für das rüchenschonende Verfahren des OP-Tisches in Stuhlposition


! Abklappbar für Beinfreiheit

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS
- » VARIUS
- » PRIMUS

SCHIEBEGRIFFE ABKLAPPBAR, FUSSEITIG (1 PAAR)


ARTIKEL-NR.: Z1.164



! Für das rüchenschonende Verfahren des OP-Tisches von der Fußseite


Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

MONTAGEKLOBEN XL ERFORDERLICH
ARTIKEL-NR.: Z1.088



EASYCOVER, EINMAL-LIEGENABDECKUNG

ARTIKEL-NR.: Z1.138



ABMESSUNGEN (L x B):
2000 x 720 mm

PACKUNGSEINHEIT: **150 STÜCK**
FARBE: **WEISS**

- ▮ Wasserdichtes Einmal-Liegenabdecktuch für maximale Hygiene
- ▮ Kopftasche verhindert Abrutschen der Abdeckung
- ▮ Papierbeschichtung für angenehmen Liegekomfort

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

PAPIERROLLENHALTER

ARTIKEL-NR.: Z1.051



ABMESSUNGEN (B):
560 mm

VERWENDUNG VON PAPIERROLLEN
BIS ZU EINER
MAX. BREITE VON 560 mm

- ▮ Für das Anbringen von Papierrollen unter dem Fußteil

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » GENIUS
- » PRIMUS » GENIUS EYE
- » VARIUS » GENIUS EYE PRO

VENUS ARTIKEL-NR.: Z1.294
ABMESSUNGEN (B): **550 mm**

SCHUTZFOLIE FÜR FUSSTEIL, VISKO



ARTIKEL-NR.: Z1.223

- Für den mechanischen Schutz des Fußteilpolsters z. B. Straßenschuhen
- Einfache Demontage zur Reinigung

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS
- » PRIMUS

Optional:

**ARTIKEL-NR.: Z1.224 | GENIUS
Z1.299 | VENUS**

SCHUTZFOLIE FÜR ZWEIFEILTES FUSSTEIL, VISKO (VARIUS) (1 PAAR)



ARTIKEL-NR.: Z1.148A

- Für den mechanischen Schutz des Fußteilpolsters z. B. Straßenschuhen
- Einfache Demontage zur Reinigung

Geeignet für BRUMABA OP-Tisch:

- » VARIUS

SERVICE-KIT



ARTIKEL-NR.: Z1.305

- Alles für die Pflege und Reinigung Ihres BRUMABA OP-Tisches
- Mattierungsschwamm, Schwamm, Mikrofasertuch, Schmiermittel, Kaltschweißpaste, Polsterpflege, Edelstahlpflege

Geeignet für alle BRUMABA Produkte



LUPENLAMPE MIT SCHWENKARM

ARTIKEL-NR.: Z1.217



LINSE ABMESSUNG Ø: **160 mm**

LINSE DIOPTRIN: **3,5**

FARBWIEDERGABE: **6500 K**

LED-ENERGIEEFFIZIENZ: **A+**

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS
- » PRIMUS
- » VARIUS
- » GENIUS
- » GENIUS EYE PRO

Optional:

ARTIKEL-NR.: Z1.300 | VENUS

ZUBEHÖR-ORDNUNG

WANDMONTAGESCHIENE



ARTIKEL-NR.: Z1.162

LÄNGE: 100 mm

- Für die Befestigung von Zubehör an der Wand
- 5 Gleiter enthalten

Geeignet für alle BRUMABA-Zubehör

GLEITER FÜR WANDMONTAGE / ZUBEHÖRWAGEN:

ARTIKEL-NR.: Z1.161

WANDHALTERUNG FÜR HANDCHIRURGENTISCH



ARTIKEL-NR.: Z1.190

- Für die platzsparende Aufbewahrung des Handtisches

Geeignet für Handtisch Z1.037

ZUBEHÖRSTÄNDER



ARTIKEL-NR.: Z1.117

HÖHE: 1080 mm

Ø FUSSKREUZ: 620 mm

- Für die Aufbewahrung von bis zu 8 Zubehören
- Fahrbar

Geeignet für BRUMABA Zubehör

Optionales Zubehör:

Ablageplatte **ARTIKEL-NR.: Z1.153**

ZUBEHÖRSTÄNDER ABLAGEPLATTE

ARTIKEL-NR.: Z1.153



Ø PLATTE: 620 mm

- ▮ Zusätzliche Ablagemöglichkeit für den Zubehörständer
ARTIKEL-NR.: Z1.117

Geeignet für BRUMABA Zubehör

ZUBEHÖRWAGEN

ARTIKEL-NR.: Z1.060



ABMESSUNGEN (L x B x H):
730 x 550 x 1000 mm

SCHIENENLÄNGE: 725 mm

- ▮ Für die Aufbewahrung von Zubehör
- ▮ Fahrbar
- ▮ 12 Gleiter enthalten
- ▮ Aufnahme für Handtisch und Arthroskopieeinhalter

Geeignet für BRUMABA Zubehör

GLEITER FÜR WANDMONTAGE / ZUBEHÖRWAGEN:

ARTIKEL-NR.: Z1.161

AKKU-TRANSPORTWAGEN

ARTIKEL-NR.: Z1.175



ABMESSUNGEN (L x B x H):
300 x 450 x 800 mm

- ▮ Für den einfachen Transport von zwei Akkus
- ▮ Aufnahme für die Ladestation
ARTIKEL-NR.: Z1.134

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » FOCUS » VARIUS
- » PRIMUS

A

Ablageplatte, Alu, für Instrumententisch	29
Akku-Transportwagen	47
Anästhesiebügel, elastisch, abklappbar	30
Anästhesiebügel, elastisch, mit Sauerstoffzufuhr	30
Anästhesiebügel, universal	32
Armlehne, OP, mit Fixiergurt	14
Armstütze seitlich mit Fixiergurt (Armfessel)	14
Arthroskopiebeinhalter mit Montagekloben „XL“ und Adapter	20

B

Bauchgurt, zweigeteilt, mit 2 Montagegleitern	18
Bauchgurt, Silikon, mit 2 Montagegleitern	18
Bauchgurt, Silikon (GENIUS EYE)	18
Bauchlagerungspolster, trapezförmig	23
Beinhalter, OP	19
Beinhalter mit 2 Kugelgelenken und Höhenverstellung	19
Beinplatten, geschlossen (VARIUS)	27
Beinplatten, geschlossen, verlängert (VARIUS)	27
Beinplatten, verlängert (1 Paar)	27

E

EasyCover, Einmal-Liegenabdecktuch	42
Externe Aufnahme mit Kopfplatte, röntgenfähig	12

F

Fernbedienungshalterung an Infusionsständer	34
Fernbedienungshalterung an Narkoseschlauchhalter	31
Fernbedienungshalterung, flexibel	35
Fernbedienungshalterung, kurz	35
Fußschalterpodest an 4 EASY DRIVE	37
Fußschalter Typ IV	36
Fußschalter Typ IV, ohne Memory	36
Fußschalter Typ IV mit Befestigung an Lenkrollenfahwerk	37
Fußschalter Typ IV EYE, ohne Memory	37
Fußteilverlängerung, breit (GENIUS)	25
Fußteilverlängerung, breit, OP	25

G

Gelenkstütze	20
Gleiter für Wandmontageschiene / Zubehörwagen	47

H

Haartransplantationsstütze	20
Halbrolle, groß	22
Halbrolle, klein	22
Haltebügel, schwenkbar	14
Haltebügel, schwenkbar (GENIUS)	14
Haltebügel, schwenkbar (VENUS)	14
Handchirurgentisch mit Teleskopstütze, mit Montagekloben SPEZIAL „XL“	15
Handfernbedienung	34
Handtisch mit Montagekloben SPEZIAL „XL“	15
Handtisch-Teleskopstütze, einfach	15

I

Infusionsständer	32
Infusionsständer am Instrumententisch	33
Infusionsständer an der Säule, schwenkbar	33
Infusionsständer-Schwenkarm, verlängert (360 mm)	31
Instrumententisch an der Säule, 600 x 400 mm	29
Instrumententisch an der Säule, 700 x 500 mm	29
Instrumententisch, fahrbar, 600 x 400 mm	28
Instrumententisch, fahrbar, 700 x 500 mm	28

K

Kopffixiergurt Silikon zur Befestigung an der Kalotte	9
Kopfkalotte	8
Kopfkalotte für Schulterarthroskopie mit Kopffixiergurt	9
Kopfkalotte, klein	9
Kopfkalotte mit langem Klemmtopf, 110 mm	9
Kopfplatte, groß, 400 x 300 mm	8
Kopfplatte, klein, 320 x 240 mm	8
Kopfplatte „rubins pillow“ mit Kugelgelenk	10
Kopfteil Genius, abnehmbar	11
Kopfteil, OP, abnehmbar, mit Normschiene	11
Kopfteil, röntgenfähig, abnehmbar	11

L

Lordosstützenpolster	22
Lupenlampe mit Schwenkarm	45
Lupenlampe mit Schwenkarm (VENUS)	45



M

Magnetplatte für Fernbedienung _____ 35
 Mikrochirurgiering (GENIUS EYE) _____ 13
 Mikrochirurgiering
 mit integriertem Montagekloben _____ 12
 Montageadapter, 25 x 10 mm _____ 39
 Montageadapter mit 90° Umlenkung
 für Beinhalter _____ 19
 Montageadapter, verstärkt, 290 mm _____ 39
 Montagegleiter mit Klemmung _____ 39
 Montagekloben _____ 38
 Montagekloben SPEZIAL „XL“ _____ 38
 Montageschiene, 125 mm
 Kopfteil (GENIUS EYE) _____ 41
 Montageschiene, 250 mm
 Kopfteil (GENIUS) _____ 40
 Montageschiene, 250 mm, massiv
 Sitzteil (GENIUS) _____ 40
 Montageschiene, 340 mm
 Fußteil (GENIUS) _____ 40
 Montageschiene, 340 mm, massiv
 Rücken u. Fußteil (GENIUS) _____ 41
 Montageschienen-Set (VENUS) _____ 41
 Motorhalterung für Instrumententisch,
 schwenkbar _____ 28

N

Nackenpolster,
 viskoelastisch, schwarz _____ 10
 Narkoseschlauchhalter _____ 31
 Narkoseschlauchhalter mit
 Fernbedienungshalter _____ 31

O

OP-Auflage, viskoelastisch _____ 23
 OP-Auflage, viskoelastisch,
 kurz, mit Gyn-Ausschnitt _____ 23

P

Papierrollenhalter _____ 43
 Papierrollenhalter, 550 mm (VENUS) _____ 43
 Polstereinlage
 für Arthroskopiebeinhalter _____ 21

R

Rückenteilverlängerung
 (GENIUS EYE / GENIUS EYE PRO) _____ 25
 Rückenteilverlängerung, breit, OP _____ 24
 Rückenteilverlängerung, breit (GENIUS) _____ 24
 Rückenteilverlängerung,
 breit, OP, „weite Ausführung“ _____ 25
 Rückenteilverlängerung
 für Schulterarthroskopie _____ 16
 Rückenteilpolster
 mit Armauflage, visko _____ 16

S

Schiebegriffe,
 abklappbar, kopfseitig (1 Paar) (GENIUS) _____ 42
 Schiebegriffe,
 abklappbar, kopfseitig, OP (1 Paar) _____ 42
 Schiebegriffe,
 abklappbar, fußseitig (1 Paar) _____ 42
 Schutzfolie für Fußteil, visko _____ 44
 Schutzfolie für zweigeteiltes Fußteil
 visko (VARIUS) (1 Paar) _____ 44
 Seitengitter, abklappbar _____ 47
 Seitlagerungsstütze, dorsal (Rücken) _____ 17
 Seitlagerungsstütze, tief _____ 17
 Seitverbreiterung / Fußteilverlängerung,
 schmal (GENIUS) _____ 26
 Seitverbreiterung /
 Fußteilverlängerung, schmal, OP _____ 26
 Seitverbreiterung, röntgenfähig _____ 26
 Service-Kit _____ 44
 Stehbrett (1 Paar) _____ 21

U

Unterarmauflage für Ophthalmologie _____ 13

W

Wandhalterung für Handchirurgentisch _____ 46
 Wandmontageschiene _____ 46

Z

Zubehörständer _____ 46
 Zubehörständer Ablageplatte _____ 47
 Zubehörwagen _____ 47
 Zungenbügel, verlängert,
 mit flacher Teller-Rand _____ 13







Mail



Internet



Register



Inhalt



ADRESSE

BRUMABA GmbH & Co. KG
Bürgermeister-Graf-Ring 17
82538 Geretsried | Germany



TELEFON & FAX

Tel: +49 (0) 8171 / 2672 - 0
Fax: +49 (0) 8171 / 2672 - 10

ONLINE

Email: info@brumaba.de
Web: www.brumaba.de

© BRUMABA GmbH & Co. KG | 2020 | 0120-R-250.1