



Ästhetische, Plastische, Rekonstruktive Chirurgie und Dermatologie

Multifunktionale OP-Tische und OP-Stühle
für anspruchsvolle Patientenlagerung

Willkommen bei BRUMABA

Zuverlässige Qualität für Ihre Gesundheit

BRUMABA ist ein familiengeführtes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von ergonomischen OP-Tischen, -Stühlen und -Hockern spezialisiert: Indem wir hochwertige, innovative Produkte entwickeln, möchten wir die Gesundheit und das Wohlbefinden von medizinischen Fachkräften und Patienten auf der ganzen Welt verbessern.

Der Grundsatz unserer Arbeit ist Nachhaltigkeit: BRUMABA-Produkte werden bereits seit 1980 in unserer bayerischen Heimat hergestellt. Dank dem Einsatz hochwertiger Materialien und zuverlässiger Technik leisten sie eine nachweislich lange Nutzungsdauer.

Überzeugen Sie sich selbst von unserem spürbaren Vorsprung an Ergonomie, Komfort und Effizienz.

Zuverlässigkeit, die zählt. Stabilität, die hält. BRUMABA – Ihr Partner in Qualität.

MADE IN GERMANY



SINCE 1980



OP-Stuhl Modell
BALANCE ADVANCE

Patiententransporter
CADDY



OP-Tisch Modell
VARIUS

Ihre Vorteile mit BRUMABA

Aus der Praxis für die Praxis

Ihre Erfahrungen und Abläufe aus dem OP-Alltag sind ein wichtiger Bestandteil unserer Produktentwicklung. Bereits seit 1980 setzen wir auf eine enge Zusammenarbeit mit Chirurgen und OP-Personal. Das macht BRUMABA für Sie so wertvoll.

- Die Produkte sind speziell auf die Anforderungen in der Ästhetischen, Plastischen, Rekonstruktiven Chirurgie und Dermatologie ausgerichtet.
- Sie und Ihr Team arbeiten mit unseren OP-Tischen und OP-Stühlen jederzeit in einer ergonomischen Haltung.
- Ihre Patienten sind während des gesamten OP-Eingriffs professionell und komfortabel gelagert – unabhängig von Größe und Gewicht.

OP-Tisch Modell
VARIUS



**Flexibel bis ins
kleinste Detail**



Die Kunst der Chirurgie

Der OP-Saal ist die Bühne des Chirurgen

Im OP zählt jede Bewegung: Präzision und Konzentration sind entscheidend für den Erfolg der Operation und das Wohl des Patienten. Ihr OP-Team arbeitet Hand in Hand, unterstützt von wesentlichen Instrumenten wie Ihrem BRUMABA OP-Tisch und OP-Stuhl. Diese helfen Ihnen dabei, stets Ihre beste Leistung zu erbringen – und das langfristig.

Dank der schlanken Bauweise von BRUMABA-Produkten haben Sie optimalen Zugang zu allen Bereichen des Patientenkörpers. Dies ermöglicht Ihnen, näher am OP-Feld zu arbeiten und ergonomisch ideale Positionen einzunehmen. Auch schwer zugängliche Stellen erreichen Sie mühelos durch die vielfältigen Verstellmöglichkeiten. So können Sie Operationen in einer komfortablen Haltung durchführen.

BRUMABA ermöglicht Ihnen ergonomisches Arbeiten und präzises Operieren. So können Sie jeden Eingriff mit höchster Effizienz und Sicherheit durchführen.



Ideale Position für
Facelifting



Maximal flexibel:

Ein OP-Tisch
für alle Eingriffe



Handchirurgie in
natürlicher Lage



Beach-Chair-Position
für Brustchirurgie



Seitlagerung



Steinschnittlage



Bauchlagerung



OP-Tisch **VARIUS:**

All in One – Unser Meisterstück für die plastische Chirurgie

Highlights

- Zweigeteiltes, separat verstellbares und spreizbares Beinteil, für einen optimalen Zugang zwischen den Beinen
- Airplane-Funktion: Neigen Sie den Patienten zu sich um rückschonend zu arbeiten
- Memory-Funktion: Speicherung von bis zu 8 häufig verwendeten Positionen für effiziente OP-Abläufe
- Hochwertige, stabile und langlebige Edelstahlkonstruktion für höchste Qualität „Made in Germany“
- Extra dicke Polster für noch besseren Komfort bei langen Eingriffen
- 1 - 2 Wochen Akku-Betrieb pro Ladung garantiert zuverlässigen OP-Betrieb
- Dreidimensional verstellbare Kopfschale
- Umfangreiche Höhenverstellung mit DT-Doppelteleskopsäule (625 - 1.055 mm)
- Bis zu 300 kg Patientengewicht bei voller Funktionsfähigkeit



Schlanke Bauweise und Beinfreiheit



Fußschalter für komfortable Verstellung




QR-Code scannen
und VARIUS im
Produktvideo gleich
live erleben!



Airplane-Funktion
mit 17°
Rotationswinkel



Ergonomisches Arbeiten
zwischen den Beinen,
z.B. Fettabsaugung,
Intimchirurgie



Technische Daten

Gesamtlänge	1.770 - 1.940 mm
Gesamtbreite	555 mm
Eigengewicht VARIUS	205 kg
Eigengewicht VARIUS N	195 kg
Max. Belastung des Tisches	300 kg
Höhe (inkl. Polster)	625 - 1055 mm
Neigung Kopfteil	31° bis -44°
Neigung Rückenteil	61° bis -14°
Neigung Sitzteil	43° bis -31°
Neigung Fußteil	30° bis -90°
Axiale Kippung links/rechts	17°

ART. NR. O2.02.31 VARIUS
ART. NR. O2.12.31 VARIUS N

OP-Tisch **PRIMUS:**

Ein einzigartiges OP-Erlebnis

Highlights

- Airplane-Funktion: Die Kippung der Liegefläche sorgt für perfekte Arbeitsergonomie
- Memory-Funktion: Speicherung von bis zu 8 häufig verwendeten Positionen für effiziente OP-Abläufe
- Hochwertige, stabile und langlebige Edelstahlkonstruktion für höchste Qualität „Made in Germany“
- Extra dicke Polster für noch besseren Komfort bei langen Eingriffen
- 1 - 2 Wochen Akku-Betrieb pro Ladung garantiert zuverlässigen OP-Betrieb
- Dreidimensional verstellbare Kopfschale
- Umfangreiche Höhenverstellung mit DT-Doppelteleskopsäule (540 - 970 mm)
- Bis zu 300 kg Patientengewicht bei voller Funktionsfähigkeit

Optionale Ausstattung

- Unsere Empfehlung: 4-EASY-DRIVE für eine einfache Anpassung an die Raumsituation und Reinigung
- Fußschalter für sterile, intraoperative Verstellung



Kopfschale für
z.B. Rhinoplastik



Kabelloser Akkubetrieb
bis zu zwei Wochen



QR-Code scannen
und PRIMUS im
Produktvideo gleich
live erleben!





Hochwertige
Edelstahlkonstruktion



Optimale
Ergonomie



Technische Daten

Gesamtlänge	1.770 - 1.940 mm
Gesamtbreite	555 mm
Eigengewicht	185 kg
Max. Belastung des Tisches	300 kg
Höhe (inkl. Polster)	540 - 970 mm
Neigung Kopfteil	31° bis -44°
Neigung Rückenteil	72° bis -17°
Neigung Sitzteil	32° bis -11°
Neigung Fußteil	30° bis -90°

ART. NR. O2.01.31 PRIMUS
ART. NR. O2.11.31 PRIMUS N

OP-Tisch **GENIUS:**

Exzellent bis ins kleinste Detail

Highlights

- Dreidimensional verstellbare Kopfschale
- Hochwertige, stabile und langlebige Edelstahlkonstruktion für höchste Qualität „Made in Germany“
- Extra dicke Polster für noch besseren Patientenkomfort bei langen Eingriffen
- Memory-Funktion: Speicherung von bis zu 8 häufig verwendeten Positionen für effiziente OP-Abläufe
- 1 - 2 Wochen Akku-Betrieb pro Ladung garantiert zuverlässigen OP-Betrieb
- Höhenverstellung mit ST-Teleskopsäule (590 - 880 mm)
- Bis zu 250 kg Patientengewicht bei voller Funktionsfähigkeit

Optionale Ausstattung

- Umfangreichere Höhenverstellung mit DT-Doppelteleskopsäule (530 - 960 mm)
- Fußschalter für sterile, intraoperative Verstellung
- Montageschiene am Fuß- und Kopfteil für die Anbringung von Zubehör (ART. NR. Z1.151 Montageschiene 250 mm, Kopf-/Sitzteil)

ART. NR. G4.01.23 GENIUS DTA
ART. NR. G4.11.23 GENIUS DTN
ART. NR. G4.01.12 GENIUS STA
ART. NR. G4.11.12 GENIUS STN



Platten- und Schienenkonstruktion



Kabelloser Akkubetrieb bis zu zwei Wochen

Optionales Rückenpolster
mit integrierten Armlehnen



Der dargestellte OP-Tisch enthält Sonderausstattungen.

Komfortable
Lagerung



Technische Daten

Gesamtlänge	1.803,5 - 1.991,5 mm
Gesamtbreite	565 mm
Eigengewicht DTA	160 kg
Eigengewicht STA	140 kg
Max. Belastung des Tisches	250 kg
Höhe DTA (inkl. Polster)	530 - 960 mm
Höhe STA (inkl. Polster)	590 - 880 mm
Neigung Kopfteil	30° bis -45°
Neigung Rückenteil ST	80° bis -22°
Neigung Rückenteil DT	80° bis -11°
Neigung Sitzteil ST	39° bis -9°
Neigung Sitzteil DT	35 bis -9°
Neigung Fußteil	28° bis -90°

OP-Tisch **VENUS:**

2-in-1: Behandlungsliege und OP-Tisch

Highlights

- Magnetisches Nackenpolster und integrierter Nasenschlitz für perfekte Bauch- und Rückenlagerung
- Hochwertige, stabile und langlebige Edelstahlkonstruktion für höchste Qualität „Made in Germany“
- Extra dicke Polster für noch besseren Patientenkomfort bei langen Eingriffen
- Memory-Funktion: Speicherung von bis zu 8 häufig verwendeten Positionen für effiziente OP-Abläufe
- 1 - 2 Wochen Akku-Betrieb pro Ladung garantiert zuverlässigen OP-Betrieb
- Höhenverstellung mit ST-Teleskopsäule (630 - 910 mm)
- Bis zu 250 kg Patientengewicht bei voller Funktionsfähigkeit



Optionale Ausstattung:

- Umfangreichere Höhenverstellung mit DT-Doppelteleskopsäule (630 - 910 mm inkl. Polster)
- Fußschalter für sterile, intraoperative Verstellung
- Montageschienen-Set für die Anbringung von Zubehör (ART. NR. Z1.304)

ART. NR. V1.01.12 VENUS STA

ART. NR. V1.01.23 VENUS DTA

ART. NR. V1.11.12 VENUS STN

ART. NR. V1.11.23 VENUS DTN



Bauchlagerung



Ergonomische
Lagerung für OP
und Behandlung



Montagesschienen-Set
VENUS (6-tlg.)
für weiteres Zubehör
ART.NR. Z1.304

Technische Daten

Gesamtlänge	1.963 mm
Gesamtbreite	660 mm
Eigengewicht DTA	145 kg
Eigengewicht DTN	165 kg
Eigengewicht STA	145 kg
Eigengewicht STN	125 kg
Max. Belastung	250 kg
Höhe (inkl. Polster)	630-1.060 mm
Höhe DTA (inkl. Polster)	630-910 mm
Höhe Polster	80 mm

Fahrwerke für OP-Tische

Für maximale Mobilität und sicheren Stand



Feststehende Bodenplatte

Bei stationärem Betrieb bietet sich die feststehende Bodenplatte an. Äußerst standstabile und schlanke Bauweise bietet optimale Beinfreiheit.

ART. NR. F1.101 PRIMUS

ART. NR. F1.103 GENIUS



2-GUIDE-DRIVE – PRIMUS/GENIUS

Mit einem einzigen Hebel mobilisieren oder bremsen Sie den OP-Tisch. Zwei richtungsgeführte Rollen, zwei Lenkrollen, mit Lift-Brems-System sind enthalten.

ART. NR. F1.203

UNSERE EMPFEHLUNG



4-EASY-DRIVE

- 4 Lenkrollen mit Verbindungsachse
- Lift-Bremssystem für extrem hohe Standruhe
- Intelligente Richtungsführung
- Maximale Beinfreiheit
- Leichtlaufräder 120 mm
- Für alle OP-Tische

ART. NR. F1.403



5-WHEEL-DRIVE

- Zuschaltbares 5. Rad für leichtes und gezieltes Fahren in langen Gängen und engen Kurven
- Lift-Bremssystem für extrem hohe Standruhe
- Maximale Beinfreiheit
- Leichtlaufräder 120 mm
- Für alle OP-Tische

ART. NR. F1.504

Bedienelemente und Ladesysteme für OP-Tische



Fußschalter Typ IV mit Haltebügel

- Fußschalter Typ IV mit 8 Memory-Positionen

ART. NR. Z1.185



Podest für Fußschalter Typ IV

Zur Positionierung des Fußschalters auf dem Fahrwerk 4-EASY-DRIVE, 5-WHEEL-DRIVE.

ART. NR. Z1.274



Handbedienung – VARIUS/PRIMUS

- Im Standard enthalten
- Mit 8 Memory-Positionen

ART. NR. Z1.118



Integriertes Ladesystem – PRIMUS/VARIUS

Laden Sie 1x wöchentlich Ihren OP-Tisch durch direktes Anstecken eines Kabels.

ART. NR. X.000269



Wechsel-Akku-System mit externer Ladestation – PRIMUS/VARIUS

Austausch-Akku für reibungslosen Non-Stop-Betrieb, besonders geeignet in großen Betrieben mit wechselndem OP-Personal, um zusätzliche Betriebssicherheit zu gewähren.

ART. NR. Z1.134 Ladestation

ART. NR. Z1.017 Akku 24 V
(ein Akku bereits enthalten)



Akku-Version 24V – GENIUS

Für den netzunabhängigen Betrieb Ihres OP-Tisches. Laufzeit bei Normalbetrieb von bis zu 2 Wochen ohne Nachladen.

ART. NR. G4.0X.XX



Netz-Version 110-230V

Bei stationärer Anwendung bietet sich der Netz-Betrieb für den direkten Anschluss an eine Steckdose an.

ART. NR. O2.11.31 PRIMUS N

ART. NR. G4.11.23 GENIUS DTN

ART. NR. G411.12 GENIUS STN

Zubehör für OP-Tische

Kopflagerung



Kopfkalotte, klein

200x210x80 mm

ART. NR. Z1.043A



Kopfplatte, klein

320x240 mm

ART. NR. Z1.109

Kopfplatte, groß

400x300 mm

ART. NR. Z1.003



**Haartransplantations-
stütze „Nackenstütze“**

ART. NR. Z1.032



Armlehne OP PRO

mit Fixiergurt und
Längenverstellung

ART. NR. Z1.331



Beinhalter mit 2 Kugelgelenken

ART. NR. Z1.343




Handchirurgietisch mit Teleskopstütze

ART. NR. Z1.351

Montageschiene 250mm, massiv – GENIUS/VENUS

Wird benötigt bei der
Verwendung des Beinhalters
oder des Handchirurgie-
tisches bei GENIUS und
VENUS

ART.NR. X.000087



Zubehör

Für Patientenlagerung wie auf Wolke 7



**Rückenteil-
verlängerung,
schmal**

Bei VARIUS, PRIMUS und
GENIUS im Lieferumfang
enthalten.



**Seitverbreiterung /
Fußteilverlängerung,
schmal/breit**

ART. NR. Z1.267
PRIMUS/VARIUS

ART. NR. Z1.263
GENIUS



**Armstütze,
seitlich**

mit Fixiergurt
(Armfessel)

ART. NR. Z1.002



**Seitlagerungs-
stütze, tief**

180 x 300 x 50 mm

ART. NR. Z1.110



**Stehbrett
– VARIUS/VENUS
(1 Paar)**

ART. NR. Z1.057

**Bauchgurt,
Silikon**

mit zwei
Montagegleitern

ART. NR. Z1.112






Auflage
viskoelastisch, kurz,
mit Gyn-Ausschnitt
ART. NR. Z1.213



**OP-Auflage,
visko**
ART. NR. Z1.171



Halbrolle
ART. NR. Z1.100 (klein)
ART. NR. Z1.101 (groß)



**Bauchlagerungspolster
„Brust“**
ART. NR. Z1.345

**Bauchlagerungspolster
„Hüfte“**
ART. NR. Z1.346



Lordosetützpolster
ART. NR. Z1.140



**Bauchlagerungspolster,
trapezförmig (1 Stück)**
ART.NR. Z1.098

Instrumententische

Instrumententisch an der Säule

Plattengröße 600 x 400 mm

ART. NR. Z1.275


Plattengröße 700 x 500 mm

ART. NR. Z1.278



Infusionsständer an der Säule

ART. NR. Z1.280



Ablageplatte Alu für Instrumententisch

ART. NR. Z1.245

Fahrbarer Instrumententisch

Plattengröße 600x400 mm

ART. NR. Z1.172

Plattengröße 700x500 mm

ART. NR. Z1.282



Fernbedienungshalterungen



Fernbedienungs-
halterung an
Infusionsständer
ART. NR. Z1.243



Fernbedienungshalter
FLEX, abklappbar
ART. NR. Z1.313




Fernbedienungs-
halter, kurz
ART. NR. Z1.307



Magnetplatte für
Handfernbedienung
ART. NR. Z1.045



Anästhesie Zubehör



**Narkoseschlauchhalter
FLEX, abklappbar**
ART. NR. Z1.334



**Infusionsständer
an der Säule,
schwenkbar**
ART. NR. Z1.277



**Infusionsständer
mit Kugelgelenk**
ART. NR. Z1.038



**Anästhesiebügel,
universal**
ART. NR. Z1.015

Schutz, Hygiene & Montage



Montagekloben
ART. NR. Z1.004



EASY COVER
Liegenabdeckung
ART. NR. Z1.138



Papierrollenhalter
ART. NR. Z1.294 VARIUS
ART. NR. Z1.324 VENUS
ART. NR. Z1.051 PRIMUS/GENIUS



**Montagegleiter
mit Klemmung**
ART. NR. Z1.093



**Montageadapter,
25x10 mm**
Zur Anbringung von
Zubehör anderer Hersteller
ART. NR. Z1.047

**Schutzfolie
für Fußteil**
ART. NR. Z1.332
ART. NR. Z1.148A
VARIUS



**Montageschiene
– GENIUS/VENUS**

Bei GENIUS im Standard
enthalten

250 mm Kopf- und Sitzteil
ART.NR. Z1.151

340 mm Rücken- und Fußteil
ART.NR. Z1.079

Behandlungsliege **ECURA**

Behandlungskomfort in BRUMABA-Qualität

BRUMABA steht seit über 45 Jahren für höchste Qualität in der OP-Ausstattung. Mit ECURA bringen wir jetzt unsere ganze Erfahrung auch in den Behandlungsbereich. Natürlich verbunden mit der typischen BRUMABA-Ergonomie für ermüdungsfreies Arbeiten und perfekten Kundenkomfort.

Highlights

- Smarte Memory-Funktion: Über die Handfernbedienung lassen sich 4 häufig genutzte Liegepositionen einspeichern, für maximal effizientes Arbeiten.
- Schlanker Fuß für maximale Beinfreiheit: Der speziell designte Fuß ermöglicht mehr Bewegungsfreiheit und sorgt für eine angenehme Behandlungsposition.
- Die Memory-Foam-Polsterung, die magnetische Kopfstütze und die ergonomische Form ermöglichen gemeinsam ein besonders komfortables und unterstützendes Liegeerlebnis.
- Schnell und leise: Die Liege lässt sich schnell und leise sowohl in der Höhe als auch in der Position elektrisch verstellen

Technische Daten

Min. Höhe (inkl. Polster)	639 mm
Max. Höhe (inkl. Polster)	889 mm
Länge der Liege	1.837 mm
Breite der Liegefläche	660 mm
Max. Belastung	200 kg

ART. NR. E1.00.00



Handfernbedienung





Komfortabler
Einstieg



Ideale
Positionierung



Ergonomisches
Arbeiten

Optimale
Lagerung



Fußschalter

Patiententransporter **CADDY**

Design und Komfort in einer Aufwachliege

Stuhl, Behandlungsliege, Transporter und Aufwachliege in einem - als 4-in-1 ist der CADDY unser Multitalent. Sicheres, komfortables Lagern und müheloses Transportieren der Patienten ist mit dem CADDY einfacher als je zuvor.

Highlights

- Robustes Rahmengestell aus hochwertigem Edelstahl
- Zwei multifunktionale Griffe am oberen Rand der Rückenlehne für ergonomisches Schieben und einfaches Verstellen der Liegeflächen
- Bequeme Polsterung
- Physiologisch vorteilhafte Liegepositionen sorgen für einen stabilen Kreislauf Ihrer Patienten
- Einfacher Transport dank besonders leichtgängiger, lenkgebremster Räder
- Hochklappbare Armlehnen für bequemen Einstieg und besseren Zugang zum Patienten
- Wahlmöglichkeit zwischen hellem und dunklem Holz

Optionales Zubehör

- Armlehnenpolster, mit Kugelgelenk (ART. NR. Z1.070)
- Bauchgurt, Silikon (ART. NR. Z1.078)
- Rausfallschutz seitlich (1 Paar)
- Infusionsständer (ART. NR. Z1.068)
- CADDY - Holzoptik „Buche hell“ Standard (ART. NR. C1.XX1)
- CADDY - Holzoptik „Buche dunkel“ (ART. NR. C1.XX1, Aufpreis)



QR-Code scannen
und CADDY im
Produktvideo
gleich live erleben!



Raußfallschutz,
seitlich

Automatisch an
Liegeposition angepasste
Armlehnen (klappbar)

Liegefläche stufenlos
verstellbar



Technische Daten

Gewicht	67 kg
Max. Maße (B x L x H) „Stuhl“	660 x 1100 x 1440 mm
Max. Maße (B x L x H) „Liege“	660 x 1900 x 600 mm
Maße Sitzfläche (B x L)	460 x 490 mm
Sitzhöhe	560 mm
Max. Belastung	180 kg

ART. NR. C1.02.13

Bequem in jeder Lage



Stuhlposition



Chaiselongue
Lage



Schocklage

BRUMABA OP-Hocker und -Stühle

Investieren Sie in Ihre Gesundheit

BRUMABA Operations-Hocker- und -Stühle lassen sich flexibel auf Ihre individuellen Körpermaße abstimmen und bilden eine ideale Ergänzung zu unseren OP-Tischen.

Durch die Rückenschonung wird die physische Belastung beim Operieren und Assistieren auf ein Minimum gesenkt – ein nachhaltiges Investment in Ihre eigene Gesundheit und die Ihres Teams.

Die Highlights von BRUMABA OP-Stühlen

- Optimale Rückenunterstützung durch stufenlos verstellbares Rückenteil
- Präzise konfigurierbare Armlehnen für perfekte Ab- und Unterstützung während der Operation
- Patentierte ergonomische Sitzflächen für einen konsequent sicheren und komfortablen Sitz
- Individuell einstellbarer Neigungswinkel der Sitzfläche für eine gesunde Blutzirkulation Ihrer Beine
- Anpassbare Sitzhöhe für einen Winkel von $>90^\circ$ zwischen Ihrem Oberkörper und Beinen





Hocker Modell
COMFORT



Verstellung der
Rückenlehne



Höhenverstellung mit
Fußauslösung



OP-Stuhl Modell
BALANCE

Mikrochirurgiestuhl **BALANCE ADVANCE**

Gesundes Sitzen ist Einstellungssache

In enger Zusammenarbeit mit Mikrochirurgen haben wir den OP-Stuhl BALANCE ADVANCE speziell für die Anforderungen der Mikrochirurgie entwickelt. Das Ergebnis: Bequemes Operieren bei perfekter Arbeitsposition.





Unser Standard für ergonomisches Sitzen und Arbeiten

- Dreidimensional verstellbare, fixierbare Armlehnen für optimale Unterstützung der Schulter- und Armmuskulatur
- Komfortables Arbeiten auch bei langen Operationen
- Ergonomisch geformtes Sitz- und Rückenteil mit patentierter Sitzneigung aus hochwertigen Polstern sorgen für eine gesunde Sitzposition
- Einfache Höhenverstellung per Fußauslösung (Gasfeder)
- Komfortfahrwerk samt antistatischer Räder
- Verschweißte Polster und geschlossene Räder für hygienische Reinigung

BALANCE ADVANCE F
ART. NR. S3.10.13.5310

BALANCE ADVANCE F&B (mit Bremse)
ART. NR. S3.11.13.5310

BALANCE ADVANCE SLIM F
ART. NR. S3.10.23.641.0

BALANCE ADVANCE SLIM F&B (mit Bremse)
ART. NR. S3.12.23.641.0

Technische Daten

Min. Höhe	555 mm
Max. Höhe	745 mm
Durchmesser Stuhlkreuz	610 mm
Sitzpolster Länge	460 mm
Sitzpolster Breite	420 mm

BALANCE ADVANCE SLIM

Min. Höhe	490 mm
Max. Höhe	630 mm
Sitzpolster Länge	400 mm
Sitzpolster Breite	360 mm

OP-Stuhl **BALANCE**

Form. Funktion. Ergonomie.

BALANCE F

Highlights

- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenteile passen sich der natürlichen Körperform an
- Hochwertige Polster sorgen für komfortables und gesundes Sitzen
- Die ergonomische Sitzform fördert die Blutzirkulation in den Beinen und ermöglicht auch bei längerem Sitzen höchsten Komfort.
- Verschweißte Polster und geschlossene Räder erleichtern die Reinigung und sorgen für zuverlässige Hygiene
- Optional: Säulenerhöhung 100 mm (ART. NR. E.001558)



Höhenverstellung mit Fußauslösung, ideal bei sterilem Arbeiten

Technische Daten

Min. Höhe	500 mm
Max. Höhe	695 mm
Durchmesser Stuhlkreuz	610 mm
Sitzpolster Länge	460 mm
Sitzpolster Breite	420 mm

BALANCE F
ART. NR. S3.10.13.501.0

BALANCE F&B (mit Bremse)
ART. NR. S3.11.13.501.0



Optional mit Bremse

BALANCE SUPREME F

Der BALANCE SUPREME verfügt über multifunktionale Armlehnen welche nach vorne und hinten geschwenkt werden können.

- Verstellbar in Höhe, Länge und zur Seite
- Polsterfarbe der Armlehne passend zur Sitzfläche wählbar

BALANCE SUPREME F
ART. NR. S3.10.13.521.0

BALANCE SUPREME F & B (mit Bremse)
ART. NR. S3.11.13.521.0

Technische Daten

Min. Höhe	520 mm
Max. Höhe	715 mm
Durchmesser Stuhlkreuz	610 mm
Sitzpolster Länge	460 mm
Sitzpolster Breite	420 mm

OP-Hocker **COMFORT**

Der Allrounder

Der OP-Hocker COMFORT ist universal einsetzbar und eine ideale Ergänzung für jeden OP- und Behandlungsraum. Das OP-Personal kann durch den wendigen Hocker schnell und agil zuarbeiten. Die praktische Höhenverstellung per Fuß sorgt für freie Hände.

Highlights

- Komfortable und hochfrequenzverschweißte Sitzpolsterung für leichte Reinigung und zuverlässige Hygiene
- Das Fußkreuz verfügt über große, geschlossene, antistatische hygienische Rollen, die eine schnelle und agile Zu- und Arbeit ermöglichen
- Optional: Arretierungsbremse für eine feste und sichere Arbeitsposition
- Optional: Säulenerhöhung 100 mm (ART. NR. E.001558)



Technische Daten

Min. Höhe	540 mm
Max. Höhe	735 mm
Durchmesser Stuhlkreuz	610 mm
Durchmesser Sitzfläche	400 mm
Flexible Höhenverstellung	510 - 710 mm



Höhenverstellung mit Fußauslösung, ideal bei sterilem Arbeiten



Erhältlich auch mit COMFORT SWING Sitzpolster



COMFORT ASSIST F

Mit 360°-schwenkbarer Lehne zur ergonomischen Abstützung bei einer Vielzahl an Sitzpositionen.

Nur mit Höhenverstellung per Fußauslöser erhältlich.

COMFORT ASSIST F
ART. NR. H3.10.21.103



Einfache
Höhenverstellung
der Armlehne

Verfügbare COMFORT Modelle

COMFORT F

Höhenverstellung per
Fußauslösung

ART. NR. H3.10.11.100.0

COMFORT F/B

Höhenverstellung per
Fußauslösung, mit Bremse

ART. NR. H3.11.11.100.0



Optional
mit Bremse

COMFORT SWING F

Mit COMFORT SWING Sitzpolster
Höhenverstellung per
Fußauslösung

ART. NR. H3.10.12.100.0

COMFORT SWING F/B

Mit COMFORT SWING Sitzpolster
Höhenverstellung per
Fußauslösung, mit Bremse

ART. NR. H3.11.12.100.0



Höhenverstellung
mit Handauslöser

COMFORT H

Höhenverstellung per
Handauslösung

ART. NR. H3.10.31.100.0

COMFORT SWING H

Mit COMFORT SWING Sitzpolster
Höhenverstellung per
Handauslösung

ART. NR. H3.10.32.100.0

Qualitätspolsterung

Hygienische Polster für maximalen Komfort

Viskoelastische Komfortpolster

Die viskoelastischen Polster sorgen für eine optimale Druckverteilung und beugen somit effektiv Dekubitus (Wundliegen) vor. Von der ersten bis zur letzten Behandlungssekunde setzen wir auf den höchsten Komfort für Sie und Ihre Patienten.




Hygiene auf höchstem Level

- Leicht abnehmbare Polster zur schnellen Reinigung und Desinfektion
- Nahtlos und wasserdicht für optimalen Schutz gegen Bakterien
- Hochwertiges und langlebiges Kunstleder
- Alle Hygieneanforderungen für den OP werden erfüllt
- Bei Bedarf einzeln nachbestellbar

Individualität in 35+ starken Farben

Unsere Polster lassen keine Wünsche offen

Alle gezeigten Polsterfarben sind sowohl für OP-Liegen, -Hocker und -Stühle sowie Behandlungsliegen möglich. So fügen sich unsere BRUMABA-Produkte harmonisch in Ihre Räumlichkeiten ein.



QR-Code scannen und
weitere Infos erhalten.

Polsterfarben können vom Originalton abweichen.



BRUMABA GmbH

Bürgermeister-Graf-Ring 17
D-82538 Geretsried

Telefon: +49 (0) 8171 / 2672 - 0

Telefax: +49 (0) 8171 / 2672 - 10

E-Mail: info@brumaba.de

Änderungen vorbehalten.

© BRUMABA GmbH

KA.0014-2026-06-24-DE

www.brumaba.de

MADE IN GERMANY



SINCE 1980

BRUMABA