




Gesamtkatalog Zubehör

Ihre Extras für mehr
Funktionalität und Komfort

ZUBEHÖR

für Operationstische



BRUMABA ist ein Familienunternehmen in zweiter Generation, das OP-Tische, OP-Stühle sowie Patiententransporter und geeignetes Zubehör für Fachabteilungen der Krankenhäuser, Kliniken und Arztpraxen entwickelt, herstellt und weltweit vertreibt.



DIE BRUMABA KERNKOMPETENZ: MOBILE, SPEZIALISIERTE OP-TISCHE.

BRUMABA ist Ihr kompetenter Ansprechpartner und Berater in allen Fragen rund um die Ergonomie und Lagerung auf OP-Tischen. Wir bieten unseren Kunden Produkte für spezialisierte Fachbereiche wie Augenheilkunde, Oral- und MKG-Chirurgie, Plastische Chirurgie, Dermatologie sowie allgemeine Operationen, unabhängig davon, ob sie stationär oder ambulant durchgeführt werden.

OP-Tische für ermüdungsfreies Operieren und optimale Patientenlagerung.

In unserem umfassenden Zubehör-Gesamtkatalog entdecken Sie die passenden Erweiterungs- und Individualisierungsoptionen für Ihr einzigartiges OP-Tisch-System.



LAGERUNG | KOPF

Kopfplatte, groß, 400x300 mm.....	8
Kopfplatte, klein, 320x240 mm.....	8
Kopfkalotte (standardmäßig im Lieferumfang).....	8
Kopfkalotte, klein.....	9
Kopfkalotte mit langem Klemmtopf, 110 mm.....	9
Kopffixiergurt Silikon zur Befestigung an der Kalotte.....	9
Haartransplantationsstütze.....	10
Nackenpolster, viskoelastisch, schwarz.....	10
Kopfplatte „rubins pillow“ mit Kugelgelenk.....	10
Kopfteil OP abnehmbar, mit Normschiene.....	11
Kopfteil röntgenfähig, abnehmbar.....	11
Mikrochirurgiering 2.0 - OP/GENIUS mit integriertem Montagekloben.....	12
Mikrochirurgiering - GENIUS EYE/PRO.....	12
Armtisch für Mikrochirurgie.....	13
Zungenbügel, verlängert, mit flachem Tellerrand.....	13
TriFlex Assist.....	13

LAGERUNG | ARM

Armlehne mit Fixiergurt.....	14
Armlehne OP PRO mit Fixiergurt und Längenverstellung.....	14
Armstütze seitlich mit Fixiergurt (Armfessel).....	14
Haltebügel, schwenkbar.....	15
Handchirurgietisch inkl. 1x Teleskopstütze und Montagekloben XL.....	15
Teleskopstütze für Handchirurgietisch.....	15
Rückenteilpolster mit Armauflage, Visko.....	16
Seitengitter, abklappbar.....	16
Kopfkalotte für Schulterarthroskopie mit Kopffixiergurt.....	17
Rückenteilverlängerung für Schulterarthroskopie.....	17

LAGERUNG | RUMPF

Seitlagerungsstütze, tief.....	18
Seitlagerungsstütze, dorsal (Rücken).....	18
Bauchgurt Silikon mit 2 Montagegleitern.....	18

LAGERUNG | BEIN

Beinhalter PRO (1 Paar).....	19
Gelenkstütze.....	20
Arthroskopiebeinhalter.....	20
Polstereinlage für Arthroskopiebeinhalter.....	21
Stehbrett (1 Paar).....	21

LAGERUNGSPOLSTER

Lordosestützenpolster.....	22
Halbrolle, klein.....	22
Halbrolle, groß.....	22
Bauchlagerungspolster, trapezförmig (1 Stück).....	23
Auflage, viskoelastisch.....	23
Auflage, viskoelastisch, kurz, mit Gyn-Ausschnitt.....	23

OP-TISCH | VERLÄNGERUNGEN

Rückenteilverlängerung, schmal.....	24
Rückenteilverlängerung, breit.....	24
Rückenteilverlängerung, breit, „weite Ausführung“.....	25
Rückenteilverlängerung.....	25
(GENIUS EYE / GENIUS EYE PRO).....	25
Fußteilverlängerung (GENIUS) INKL. MONTAGEADAPTER.....	26
Seitverbreiterung / Fußteilverlängerung.....	26
(PRIMUS / VARIUS).....	26
Seitverbreiterung, röntgenfähig.....	26

OP-TISCH | BEINPLATTEN

Beinplatte, geschlossen (VARIUS).....	27
Beinplatte, geschlossen, verlängert (VARIUS).....	27
Beinplatten, verlängert, 1 Paar (VARIUS).....	27

MOTORHALTERUNG / INSTRUMENTENTISCHE

Motorträger.....	28
Instrumententisch, fahrbar.....	28
Dürr-Schwenkschieber an der Säule.....	29
Instrumententisch an der Säule.....	29
Aufnahmearm.....	29

ANÄSTHESIE / INFUSIONSSTÄNDER

Anästhesiebügel, flex, abklappbar	30
Anästhesiebügel mit Sauerstoffzufuhr	30
Narkoseschlauchhalter FLEX, abklappbar	31
Anästhesiebügel, universal.....	32
Infusionsständer mit Kugelgelenk.....	32
Infusionsständer an der Säule, schwenkbar	33
Infusionsständer-Schwenkarm, verlängert (360 mm)	33
Infusionsständer am Instrumententisch.....	33

BEDIENELEMENTE

Handfernbedienung	34
Fernbedienungshalterung an Infusionsständer.....	34
Fernbedienungshalter FLEX, abklappbar.....	35
Fernbedienungshalterung, kurz.....	35
Magnetplatte für Fernbedienung.....	3
Fußschalter Typ IV	36
Fußschalter Typ IV, ohne Memory	36
Podest für Fußschalter Typ iv	37
Fußschalter Typ IV mit Befestigung an Lenkrollenfahrrad	37
Fußschalter Typ IV EYE, ohne Memory.....	37

MONTAGE | KLOBEN UND ADAPTER

Montagekloben	38
Montagekloben SPEZIAL „XL“	38
Montagegleiter mit Klemmung.....	39
Montageadapter, 25x10 mm.....	39
Montageadapter, verstärkt, 290 mm.....	39

MONTAGE | MONTAGESCHIENEN

Montageschiene, 250 mm Kopfteil.....	40
Montageschiene, 340 mm Fußteil (GENIUS).....	40
Montageschiene, 250 mm, massiv Sitzteil (GENIUS)	40
Montageschiene, 340 mm, massiv Rücken u. Fußteil (GENIUS).....	41
Montageschiene, 125 mm, Kopfteil (GENIUS EYE / Eye Pro)	41
Montageschienen-Set (VENUS)	41

SCHIEBEGRIFFE

Schiebegriffe abklappbar, kopfseitig, GENIUS (1 Paar).....	42
Schiebegriffe abklappbar, kopfseitig, PRIMUS / VARIUS (1 Paar).....	42
Schiebegriffe abklappbar, fußseitig (1 Paar).....	42
EasyCover, Einmal-Liegenabdeckung	43
Papierrollenhalter	43

HYGIENE / SCHUTZ / PFLEGE

Schutzfolie für Fußteil, VISKO	44
Schutzfolie für zweigeteiltes Fußteil, VISKO (VARIUS) (1 Paar)	44

LUPENLAMPE

Lupenlampe mit Schwenkarm.....	45
--------------------------------	----

ZUBEHÖR-ORDNUNG

Wandmontageschiene	46
Wandhalterung für Handchirurgietisch	46
Zubehörständer.....	46
Zubehörwagen.....	47
Akku-Transportwagen.....	47

KOPFPLATTE, GROSS, 400 x 300 mm

ART.-NR.: Z1.003



POLSTERMASSE (LxBxH):
400x300x50 mm

KLEMMTOPF HÖHE: 110 mm


- Für Kopflagerung, Seitlagerung
- Bauchlagerung bei wachen Patienten
- Kugelgelenk für stufenlose Neigung, höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » PRIMUS » GENIUS
- » VARIUS » GENIUS EYE
- » GENIUS EYE PRO

KOPFPLATTE, KLEIN, 320 x 240 mm

ART.-NR.: Z1.109



POLSTERMASSE (LxBxH):
320x240x50 mm

KLEMMTOPF HÖHE: 110 mm

- Für Kopflagerung, Seitlagerung
- Bauchlagerung bei wachen Patienten
- Kugelgelenk für stufenlose Neigung, höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » PRIMUS » GENIUS
- » VARIUS » GENIUS EYE
- » GENIUS EYE PRO

KOPFKALOTTE (STANDARDMÄSSIG IM LIEFERUMFANG)

ART.-NR.: Z1.043



POLSTERMASSE (LxBxH):
250x240x110 mm

KLEMMTOPF HÖHE: 65 mm

- Für eine definierte und stabile Kopflagerung
- Kugelgelenk, höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » PRIMUS » GENIUS
- » VARIUS » GENIUS EYE
- » GENIUS EYE PRO

KOPFKALOTTE, KLEIN

ART.-NR.: Z1.043A


POLSTERMASSE (LxBxH):
200x210x80 mm


KLEMMTOPF HÖHE: 65 mm

- Für guten Zugriff zu den Ohren
- Zur Kopflagerung bei kleinen Köpfen bzw. Kindern
- Kugelgelenk, höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » PRIMUS » GENIUS
- » VARIUS » GENIUS EYE
- » GENIUS EYE PRO

KOPFKALOTTE MIT LANGEM KLEMMTOPF, 110 MM

ART.-NR.: Z1.249


KLEMMTOPF HÖHE: 110 mm

- Für Morbus Bechterew-Patienten
- Definierte und stabile Kopflagerung
- Kugelgelenk, höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » PRIMUS » GENIUS
- » VARIUS » GENIUS EYE
- » GENIUS EYE PRO

KOPFFIXIERGURT SILIKON ZUR BEFESTIGUNG AN DER KALOTTE

ART.-NR.: Z1.189


GURTMASSE (LxB):
900x50 mm

- Hygienischer Silikongurt für die Fixierung des Patientenkopfes

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » PRIMUS » GENIUS
- » VARIUS » GENIUS EYE
- » GENIUS EYE PRO

HAARTRANSPLANTATIONSSTÜTZE

ART.-NR.: Z1.032



POLSTERMASSE (B x L):
90 x 230 mm

- Für optimalen Zugriff im oberen und hinteren Kopfbereich
- Kugelgelenk, höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » PRIMUS » GENIUS
- » VARIUS » GENIUS EYE
- » GENIUS EYE PRO

NACKENPOLSTER, VISKOELASTISCH, SCHWARZ

ART.-NR.: Z1.250



POLSTERMASSE (B x L):
200 x 200 mm

KLEMMTOPF HÖHE: 65 mm

- Für besonders weiche Lagerung des Nackens
- Kugelgelenk, höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » PRIMUS » GENIUS
- » VARIUS » GENIUS EYE
- » GENIUS EYE PRO

KOPFPLATTE „RUBINS PILLOW“ MIT KUGELGELENK

ART.-NR.: X.000184



POLSTERMASSE (L x B x H):
470 x 250 x 100 mm

KLEMMTOPF HÖHE: 110 mm

- Für eine definierte Kopflagerung
- Armauflage für den Operateur in der Augenchirurgie in 12 Uhr-Position
- Kugelgelenk, höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » PRIMUS » GENIUS
- » VARIUS » GENIUS EYE
- » GENIUS EYE PRO

KOPFTEIL OP ABNEHMBAR, MIT NORMSCHIENE

ART.-NR.: X.000209



- Für einen schnellen Wechsel des Kopfteils
- Guter kopfseitiger Zugang für den Anästhesisten z.B. bei Knie- oder gynäkologischen Operationen
- Massive Edelstahlkonstruktion

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » VARIUS
- » PRIMUS

KOPFTEIL RÖNTGENFÄHIG, ABNEHMBAR

ART.-NR.: X.000235




OPTIONAL: POLSTER FÜR KOPFTEIL RÖNTGENFÄHIG (WIE ABB.)

POLSTER-NR.: P1.Z1.80.XXX

- Für einen schnellen Wechsel des Kopfteils
- Gut für intraoperatives Röntgen, z.B. HNO, MKG

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » GENIUS
- » PRIMUS
- » VARIUS



MIKROCHIRURGIERING 2.0 - OP/GENIUS MIT INTEGRIERTEM MONTAGEKLOBEN

ART.-NR.: Z1.240



ABMESSUNGEN:

INNEN B: 325 mm

AUSSEN B: 440 mm

POLSTERBREITE: 40 mm


- Für präzises und ermüdungsfreies Arbeiten
- Ideal für Operationen mit dem Mikroskop
- Kugelgelenk, höhenverstellbar
- Weiche Polsterung

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » VARIUS » GENIUS
- » PRIMUS

MIKROCHIRURGIERING - GENIUS EYE/PRO

ART.-NR.: Z1.257



ABMESSUNGEN:

INNEN B: 292 mm

AUSSEN B: 372 mm


- Für präzises und ermüdungsfreies Arbeiten
- Ideal für Operationen mit dem Mikroskop
- Kugelgelenk, höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » GENIUS EYE
- » GENIUS EYE PRO

ARMTISCH FÜR MIKROCHIRURGIE

ART.-NR.: Z1.298 | GENIUS EYE PRO




- Ergonomische Unterarmauflage für den Operateur in der Augenchirurgie in 12 Uhr-Position
- Für ermüdungsfreies Arbeiten bei ophthalmologischen Eingriffen
- Weiche Polsterung

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

» GENIUS EYE PRO

ZUNGENBÜGEL, VERLÄNGERT, MIT FLACHEM TELLERRAND

ART.-NR.: Z1.061



ABMESSUNGEN (BxH):
460x390–670 mm

OPTIONAL: ZUNGENBÜGEL
KURZ MIT ERHÖHTEM
TELLER-RAND (WIE ABB.)

- Für HNO
- Große individuelle Reichweite durch zwei Kugelgelenke
- Kette für Zungen- und Wundhakenhalter
- Instrumentenablage
- Höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

» VARIUS » GENIUS
» PRIMUS

TRIFLEX ASSIST

ART.-NR.: Z1.363



ABMESSUNGEN:
47cm Länge, ausgeklappt
max. ø 4,5cm

- Ideal für Alleinbehandler
- Magnetische Aufnahme
- Multidirektional beweglich
- 360° Kugelgelenk
- nur in Kombination mit dem Mikrochirurgiering verfügbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

» VARIUS » GENIUS
» PRIMUS

ARMLEHNE MIT FIXIERGURT



ART.-NR.: Z1.001

POLSTERMASSE (LxBxH):
490x140x40 mm

FIXIERGURT:
650x50 mm

- Für eine ergonomische Armlagerung
- Exzenterhebel bedient zwei Kugelgelenke, für eine schnelle, stufenlose Verstellung
- Auch für Bauchlage
- Integrierter Rammschutz
- Abnehmbare Polsterung, Fixiergurt-Silikon

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

ARMLEHNE OP PRO MIT FIXIERGURT UND LÄNGENVERSTELLUNG



POLSTERMASSE (LxBxH):
490X140X50 mm

FIXIERGURT:
650X50 mm

- Einfache Längenverstellung
- Für eine ergonomische Armlagerung
- Exzenterhebel bedient zwei Kugelgelenke, für eine schnelle, stufenlose Verstellung
- Auch für Bauchlage
- Integrierter Rammschutz
- Abnehmbare Polsterung, Fixiergurt-Silikon Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

ARMSTÜTZE SEITLICH MIT FIXIERGURT (ARMFESSEL)



POLSTERMASSE (LxBxH):
240x140x40 mm

- Für eine schlanke Anlagerung des Arms
- Abklappbar durch Drehgelenk
- Abnehmbare Polsterung, Fixiergurt Silikon

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

HALTEBÜGEL, SCHWENKBAR



HALTEBÜGEL FÜR "VARIUS, PRIMUS, GENIUS"

ART.-NR.: Z1.281

HALTEBÜGEL FÜR „VENUS“

ART.-NR.: Z1.297

■ Für das Einhalten des Patienten in der Bauchlage

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

» VARIUS » GENIUS
» PRIMUS » VENUS

HANDCHIRURGIETISCH INKL. 1X TELESKOPSTÜTZE UND MONTAGEKLOBEN XL



POLSTERMASSE (L x B):
710 X 420 mm

■ Für die ergonomische Lagerung des Patientenarms
■ Kugelgelenk
■ Röntgenfähig
■ Schlanke Bauweise für maximale Beinfreiheit

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

» VARIUS » VENUS
» PRIMUS » GENIUS

TELESKOPSTÜTZE FÜR HANDCHIRURGIETISCH



HÖHENVERSTELLBAR VON:
570–1030 mm

■ Für höheren Stabilitätsbedarf am Handtisch
■ Höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

» VARIUS » VENUS
» PRIMUS » GENIUS

RÜCKENTEILPOLSTER MIT ARMAUFLAGE, VISKO

ART.-NR.: Z1.259



POLSTERBREITE:
720 mm

■ Für die einfache Armlagerung

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

» VARIUS » GENIUS
» PRIMUS

SEITENGITTER, ABKLAPPBAR

ART.-NR.: Z1.187



ABMESSUNGEN (BxH):
350 x 310 mm

■ Für zusätzliche Sicherheit beim Patiententransport

■ Abklappbar durch Drehgelenk

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

KOPFKALOTTE FÜR SCHULTERARTHROSKOPIE MIT KOPFFIXIERGURT

ART.-NR.: Z1.154


POLSTERMASSE (LxBxH):

200x210x80 mm

KLEMMTOPF HÖHE: 110 mm

- Für seitlich versetzte Lagerung des Kopfes
- Für freien Zugriff auf den Schulterbereich links und rechts
- Im Zusammenspiel mit dem Kopfschlitten passt sich beim Verstellen die Kopfkalotte automatisch an
- Kugelgelenk, höhenverstellbar, Fixiergurt Silikon

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » VARIUS
- » PRIMUS

RÜCKENTEILVERLÄNGERUNG FÜR SCHULTERARTHROSKOPIE

ART.-NR.: Z1.021


POLSTERMASSE (LxBxH):

270x150x60 mm

- Für Schulteroperationen links und rechts
- Einfache Montage

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » VARIUS
- » PRIMUS

SEITLAGERUNGSSTÜTZE, TIEF

ART.-NR.: Z1.110



POLSTERMASSE (B x L x H):
180 x 300 x 50 mm

KLEMMTOPF HÖHE: 120 mm

OPTIONAL:
SEITLAGERUNGSSTÜTZE
ART.-NR.: Z1.054

KLEMMTOPF HÖHE: 65 mm

- Für die stabile Seitlagerung des Patienten
- Kugelgelenk für stufenlose Einstellung

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » VARIUS » GENIUS
- » PRIMUS

SEITLAGERUNGSSTÜTZE, DORSAL (RÜCKEN)

ART.-NR.: Z1.152



POLSTERMASSE (L x B x H):
240 x 140 x 40 mm

HÖHENVERSTELLBARKEIT: 120 mm

- Für eine schlanke Stützung des Patienten in Seitlagerung
- Zwei Gelenke für individuelle Anpassung
- Höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » VARIUS » GENIUS
- » PRIMUS

BAUCHGURT SILIKON MIT 2 MONTAGEGLEITERN

ART.-NR.: Z1.112



ABMESSUNGEN (L x B):
1440 x 80 mm

- Zur Sicherung des Patienten
- Hygienisches Silikonmaterial
- Vermindert Druckbelastung

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

BEINHALTER PRO (1 PAAR)
ART.-NR.: Z1.366


POLSTERMASSE (LxBxH):

220x330x90 mm


FIXIERGURTMASSE (LxB): **650x50 mm**

HÖHENVERSTELLBARKEIT: **130 mm**

- Für die ergonomische Beinlagerung
- Dreidimensionale Beweglichkeit
- Einfache Handhabung durch eine Person
- Wippfunktion für die automatische Anpassung der Beinschale gegen Lagerungsschäden
- Kugelgelenk, höhenverstellbar, Silikonfixiergurt

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » VARIUS » VENUS
- » PRIMUS » GENIUS



GELENKSTÜTZE

ART.-NR.: Z1.028



POLSTERMASSE (BxL):
90x230 mm

HÖHENVERSTELLBAR VON:
380–480 mm

- Für Eingriffe an Fuß oder Schienbein
- Kugelgelenk
- Höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » VARIUS
- » VENUS
- » PRIMUS
- » GENIUS

ARTHROSKOPIEBEINHALTER

ART.-NR.: Z1.016



MAX. B OBERSCHENKEL: 270 mm

INKL. MONTAGEKLOBEN XL

ART.-NR.: Z1.088


INKL. MONTAGEADAPTER &
SILIKONGURT

ART.-NR.: Z1.047

- Für kniearthroskopische Eingriffe
- Für linkes und rechtes Knie geeignet
- Einfache Oberschenkelanpassung
- Auch für Kreuzband-OP
- 360° drehbar
- Höhenverstellbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tisch:

- » VARIUS



POLSTEREINLAGE FÜR ARTHROSKOPIEBEINHALTER

ART.-NR.: Z1.155



POLSTERSTÄRKE: 25 mm

■ Für kniearthroskopische Eingriffe
ohne Blutsperre

Geeignet für BRUMABA OP-Tisch:

» VARIUS

STEBRETT (1 PAAR)

ART.-NR.: Z1.057



POLSTERMASSE (BxL):
180x300 mm

■ Für Eingriffe in der Anti-Trendelenburg-
position, wie z. B. Phlebologie

Geeignet für BRUMABA OP-Tisch:

» VARIUS » VENUS

FÜR „PRIMUS“

ART.-NR.: X.000359

LAGERUNGSPOLSTER

LORDOESTÜTZENPOLSTER



ART.-NR.: Z1.140

POLSTERMASSE (LxBxH):
400x210x60 mm

- Weiches Material und hygienisch nahtloser Bezug
- Für die Unterstützung der Lordose

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

HALBROLLE, KLEIN



ART.-NR.: Z1.100

POLSTERMASSE (LxBxH):
400x140x70 mm

- Weiches Material und hygienisch nahtloser Bezug
- Angenehme Form für vielseitige Verwendung

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

HALBROLLE, GROSS



ART.-NR.: Z1.101

POLSTERMASSE (LxBxH):
555x210x120 mm

- Weiches Material und hygienisch nahtloser Bezug
- Vielseitige Verwendung

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

LAGERUNGSPOLSTER

BAUCHLAGERUNGSPOLSTER, TRAPEZFÖRMIG (1 STÜCK)

ART.-NR.: Z1.098



POLSTERMASSE (LxB):
220 x 300 mm

MAX. TIEFE: 110 mm

- Weiches Material und hygienisch nahtloser Bezug
- Für eine ergonomische Bauchlagerung zur Entlastung des Abdomen-Bereichs

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

AUFLAGE, VISKOELASTISCH

ART.-NR.: Z1.171



POLSTERMASSE (LxBxH):
1.660 x 570 x 40 mm

- Für lange Operationen zur Vorbeugung von Dekubitus-Schäden und zusätzlichen Komfort
- Antistatisch

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

AUFLAGE, VISKOELASTISCH, KURZ, MIT GYN-AUSSCHNITT


ART.-NR.: Z1.213



POLSTERMASSE (LxBxH):
950 x 550 mm

- Für lange Operationen zur Vorbeugung von Dekubitus-Schäden und zusätzlichen Komfort (z.B. bei Steinschritt-Lagerung)
- Antistatisch

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische



RÜCKENTEILVERLÄNGERUNG, SCHMAL

**ART.-NR.: Z1.006 | PRIMUS / VARIUS
Z1.183 | GENIUS**



POLSTERMASSE (H x B):
100 x 420 mm

- Für die korrekte Lagerung der Schultern bei großen Patienten
- Standardmäßig enthalten bei PRIMUS, VARIUS und GENIUS

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » VARIUS » GENIUS
- » PRIMUS

RÜCKENTEILVERLÄNGERUNG, BREIT

**ART.-NR.: Z1.005 | PRIMUS / VARIUS
Z1.184 | GENIUS**



POLSTERMASSE (H x B):
150 x 420 mm

- Für die korrekte Lagerung der Schultern bei großen Patienten

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » VARIUS » GENIUS
- » PRIMUS

RÜCKENTEILVERLÄNGERUNG, BREIT, „WEITE AUSFÜHRUNG“

**ART.-NR.: Z1.212 | PRIMUS / VARIUS
Z1.272 | GENIUS**



POLSTERMASSE (H x B):
150 x 550 mm

- Für die korrekte Lagerung der Schultern bei großen Patienten
- Extra breit

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » VARIUS » GENIUS
- » PRIMUS

RÜCKENTEILVERLÄNGERUNG (GENIUS EYE / GENIUS EYE PRO)

ART.-NR.: Z1.279



POLSTERMASSE (H x B):
150 x 530 mm

- Für die korrekte Lagerung der Schultern bei großen Patienten

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » GENIUS EYE
- » GENIUS EYE PRO

FUSSTEILVERLÄNGERUNG (GENIUS) INKL. MONTAGEADAPTER

ART.-NR.: Z1.291 | SCHMAL
ART.-NR.: Z1.286 | BREIT



POLSTERMASSE (H x B):
SCHMAL 100 x 420 mm
BREIT 150 x 420 mm

- Für besonders große Patienten oder Verbreiterung der Liegefläche
- Mit Kantenschutzplatte

Geeignet für BRUMABA OP-Tisch:
» GENIUS

Seitverbreiterung für GENIUS:
ART.-NR.: Z1.263 | SCHMAL
ART.-NR.: Z1.264 | BREIT

SEITVERBREITERUNG / FUSSTEILVERLÄNGERUNG (PRIMUS / VARIUS)

ART.-NR.: Z1.321 | SCHMAL*
ART.-NR.: Z1.268 | BREIT



ABMESSUNGEN (H x B):
SCHMAL 100 x 420 mm
BREIT 150 x 420 mm

- Für besonders große Patienten oder Verbreiterung der Liegefläche
- Mit Kantenschutzplatte
- Zusätzlicher Montagekloben benötigt

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:
» VARIUS » PRIMUS

ohne Montageadapter
*mit Montageschiene

SEITVERBREITERUNG, RÖNTGENFÄHIG

ART.-NR.: Z1.055



ABMESSUNGEN (L x B x H):
410 x 225 x 55 mm

- Für das Auslagern der Extremitäten bei Operationen und Röntgen
- Zusätzlicher Montagekloben benötigt

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:
» VARIUS » VENUS
» PRIMUS » GENIUS

BEINPLATTE, GESCHLOSSEN (VARIUS)

ART.-NR.: Z1.170



POLSTERMASSE | VISKO (LxBxH):
500x555x60 mm

- Für den Einsatz bei Invers-Lagerung
z. B. mit externer Aufnahme
ART.-NR.: Z1.194 für ein homogenes
Röntgenbild
- Verbindungsplatte für das zweigeteilte
Fußteil

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

» VARIUS

BEINPLATTE, GESCHLOSSEN, VERLÄNGERT (VARIUS)

ART.-NR.: Z1.169



POLSTERMASSE | VISKO (LxBxH):
800x555x60 mm

- Für den Einsatz bei Invers-Lagerung
- Erweiterung des Röntgenbereichs
- Für ein homogenes Röntgenbild

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

» VARIUS

BEINPLATTEN, VERLÄNGERT, 1 PAAR (VARIUS)

ART.-NR.: Z1.020




POLSTERMASSE (LxBxH):
800x270x50 mm

- Verlängerung der Beinplatten z. B. nach
Steinschnittlage oder Knie-OP

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

» VARIUS

MOTORHALTERUNG / INSTRUMENTENTISCHE



MOTORTRÄGER

ART.-NR.: X.000040



PLATTENGRÖSSE: 400x360 mm

! zur Ablage des Chirurgie- oder
Piezochirurgiegerätes

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

INSTRUMENTENTISCH, FAHRBAR

ART.-NR.: Z1.172



PLATTENGRÖSSE: 600x400 mm

OPTIONAL:

ART.-NR.: Z1.282

PLATTENGRÖSSE: 700x500 mm

HÖHENVERSTELLBAR VON:

860–1100 mm

- ! Für die Ablage der Instrumente in
Griffweite
- ! Fahrbar mit hygienischen Leichtlauf-
Doppelrollen
- ! Einhand-Höhenverstellung via Gasfeder
- ! Bremsbar gegen Wegrollen

DÜRR-SCHWENKSCHIEBER AN DER SÄULE

ART. NR. Z1.372



**DÜRR-SCHWENKSCHIEBER
MIT INSTRUMENTENTISCH
AN DER SÄULE**

PLATTENGRÖSSE: 600x400 mm

ART. NR. Z1.373

PLATTENGRÖSSE: 700x500 mm

ART. NR. Z1.374

- Schwenkbar und ca. 310 mm ausziehbar
- Inkl. zusätzlichem Drehgelenk
- Gesamtlänge 700 mm
- OHNE Schlauchablage

Geeignet für BRUMABA OP-Tisch:

» PRIMUS » GENIUS

INSTRUMENTENTISCH AN DER SÄULE

ART.-NR.: Z1.275



PLATTENGRÖSSE: 600x400 mm

OPTIONAL:

ART.-NR.: Z1.278

PLATTENGRÖSSE: 700x500 mm

HÖHENVERSTELLBAR ÜBER
TISCHNIVEAU: 300–540 mm

- Für die Ablage der Instrumente in ergonomischer Griffweite über dem Patienten
- Einhand-Verstellung via Gasfeder
- Platte/oberer Arm 360° drehbar, unterer Arm 180° schwenkbar
- Montage ist links und rechts möglich

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

AUFNAHMEARM



DOPPEL-AUFNAHMEARM BEIDSEITIG
FÜR INSTRUMENTENTISCH UND
INFUSIONSSTÄNDER

ART.-NR.: M.000380


DOPPEL-AUFNAHMEARM OP-TISCH
INSTRUMENTENTISCH KOMPLETT:

ART.-NR.: M.000843

Geeignet für BRUMABA OP-Tisch:

» VARIUS » GENIUS
» PRIMUS

ANÄSTHESIE / INFUSIONSSTÄNDER



ANÄSTHESIEBÜGEL, FLEX, ABKLAPPBAR

ART.-NR.: Z1.273

LÄNGE: 960 mm



- Für die Zufuhr von Sauerstoff zum Patienten Kopf
- Externe hygienische Schlauchführung an Klipsen für 6 mm und 18 mm Schläuche (Empfehlung)
- Abstandshalter für OP-Tuch
- Flexibler sogen. "Schwanenhals" für individuelle Verstellung
- Abklappbar durch Drehgelenk

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

ANÄSTHESIEBÜGEL MIT SAUERSTOFFZUFUHR

ART.-NR.: Z1.248

LÄNGE: 1010 mm





- Schafft Raum für Luftzirkulation unter dem Abdecktuch
- Für die Zufuhr von Sauerstoff zum Patienten Kopf
- Sauerstoffschlauchanschluss am sogen. "Schwanenhals" mit Austritt am Kopf
- Abstandshalter für OP-Tuch
- Flexibler sogen. "Schwanenhals" für individuelle Verstellung

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

ANÄSTHESIE / INFUSIONSSTÄNDER

NARKOSESCHLAUCHHALTER FLEX, ABKLAPPBAR


ART.-NR.: Z1.334



I Für Narkoseschlauchhalter

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

ANÄSTHESIE / INFUSIONSSTÄNDER



ANÄSTHESIEBÜGEL, UNIVERSAL

ART.-NR.: Z1.015



BREITE: 680 – 1130 mm
HÖHENVERSTELLUNG: 270 mm

- Für alle gängigen Abdecksysteme in der Chirurgie
- Länge und Höhe verstellbar
- Kugelgelenk
- Haken für Infusionsflasche

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

INFUSIONSSTÄNDER MIT KUGELGELENK

ART.-NR.: Z1.038



HÖHE: 1110 – 1680 mm

MIT 4 HAKEN

MAX. ZULÄSSIGE BELASTUNG:
2 KG PRO HAKEN

- Montage am Schienensystem
- Einhand-Höhenverstellung
- Kugelgelenk
- 4 Flaschenaufnahmen

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

INFUSIONSSTÄNDER

INFUSIONSSTÄNDER AN DER SÄULE, SCHWENKBAR

ART.-NR.: Z1.277



HÖHE: 1110–1680 mm

MIT 4 HAKEN

MAX. ZULÄSSIGE BELASTUNG:
2 KG PRO HAKEN

- Montage an der Säule
- Unabhängig von der Neigungseinstellung der Liegefläche
- Einhand-Höhenverstellung
- Schwenkbar
- 4 Flaschenaufnahmen

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

INFUSIONSSTÄNDER-SCHWENKARM, VERLÄNGERT (360 mm)

ART.-NR.: X.000214



OPTIONAL ZU **ART.-NR.: Z1.181**

LÄNGE: 360 mm

- Für einen größeren Schwenkbereich des Infusionsständers
- ART.-NR.: Z1.181**

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

INFUSIONSSTÄNDER AM INSTRUMENTENTISCH

ART.-NR.: Z1.280




- Zur Montage am Instrumententisch an der Säule
- ART.-NR.: Z1.275 / Z1.278**

- Einhand-Höhenverstellung
- 2 Flaschenaufnahmen

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

BEDIENELEMENTE



HANDFERNBEDIENUNG

ART.-NR.: Z1.118




- Standardmäßig im Lieferumfang der OP-Tische enthalten
- Magnetische Rückseite
- Sämtliche individuelle Einstellungen vornehmen
- Abruf aller 8 Memory-Positionen

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » PRIMUS
- » VARIUS
- » GENIUS
- » GENIUS EYE
- » GENIUS EYE PRO

FERNBEDIENUNGSHALTERUNG AN INFUSIONSSTÄNDER

ART.-NR.: Z1.243



- Für die Anbringung der Handfernbedienung am Infusionsständer

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

FERNBEDIENUNGSHALTER FLEX, ABKLAPPBAR

ART.-NR.: Z1.313




LÄNGE SCHWANENHALS : 300 mm

■ Fernbedienungshalter FLEX, abklappbar

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

FERNBEDIENUNGSHALTERUNG, KURZ

ART.-NR.: Z1.307



■ mit integriertem Kloben zur Montage am Schienensystem

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

MAGNETPLATTE FÜR FERNBEDIENUNG

ART.-NR.: Z1.045




■ Standardmäßig im Lieferumfang bei jedem OP-Tisch enthalten

■ Befestigung mittels rückseitiger Klebefläche

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

BEDIENELEMENTE



FUSSSCHALTER TYP IV

ART.-NR.: Z1.185

ART.-NR.: Z1.303 | VENUS



GEWICHT: 4,25 kg

- Sämtliche individuelle Einstellungen vornehmen
- Abruf aller 8 Memory-Positionen
- Hehebügel für das Anheben oder Verschieben des Fußschalters mit dem Fuß
- Bedienbarkeit im sterilen Zustand

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » PRIMUS » GENIUS
- » VARIUS » GENIUS EYE
- » GENIUS EYE PRO

FUSSSCHALTER TYP IV, OHNE MEMORY

ART.-NR.: Z1.271



GEWICHT: 4,25 kg

- Sämtliche individuelle Einstellungen vornehmen
- Hehebügel für das Anheben oder Verschieben des Fußschalters mit dem Fuß
- Keine Memory-Positionen abrufbar

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

PODEST FÜR FUSSSCHALTER TYP IV

ART.-NR.: Z1.274



- Zur Positionierung des Fußschalters auf dem Fahrwerk
4-EASY-DRIVE, 5-WHEEL-DRIVE

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

FUSSSCHALTER TYP IV MIT BEFESTIGUNG AN LENKROLLENFAHRWERK

ART.-NR.: Z1.225



GEWICHT: 4,25 kg

- Sämtliche individuelle Einstellungen vornehmen
- Abruf aller 8 Memory-Positionen
- Fußschalter am Fahrwerk fixiert
4-EASY-DRIVE, 5-WHEEL-DRIVE

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » PRIMUS
- » VARIUS
- » GENIUS
- » GENIUS EYE
- » GENIUS EYE PRO

FUSSSCHALTER TYP IV EYE, OHNE MEMORY

ART.-NR.: Z1.226




GEWICHT: 4,25 kg

- Einstellung von Kopfteil, Rückenteil und Höhe möglich
- Fußschalter am Fahrwerk fixiert
4-EASY-DRIVE, 5-WHEEL-DRIVE
- Keine Memory-Positionen abrufbar

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » GENIUS EYE
- » GENIUS EYE PRO



MONTAGEKLOBEN

ART.-NR.: Z1.004



FLANSCH-ABMESSUNG (LxB):
30x10 mm

- Zur Befestigung der BRUMABA
Zubehöre
- Sichere 4-Punkt-Klemmung

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

MONTAGEKLOBEN SPEZIAL „XL“

ART.-NR.: Z1.088



FLANSCH-ABMESSUNG (LxB):
30x15 mm

- Zur Befestigung von Handtischen und
Arthroskopie-Beinhaltern
- Sichere 4-Punkt-Klemmung

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

MONTAGEGLEITER MIT KLEMMUNG

ART.-NR.: Z1.093




FLANSCH-ABMESSUNG (LxB):
30x10 mm

! Zur dauerhaften Befestigung von
Zubehör

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

MONTAGEADAPTER, 25x10 mm

ART.-NR.: Z1.047



ABMESSUNGEN (LxHxB):
200x25x10 mm

OPTIONAL:
MONTAGEADAPTER,
30x10 mm (SPEZIAL)
ART.-NR.: Z1.047A

ABMESSUNGEN (LxHxB):
200x30x10 mm

! Zur Befestigung von Zubehören anderer
Hersteller (Normschiene)

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

MONTAGEADAPTER, VERSTÄRKT, 290 mm

ART.-NR.: Z1.341



ABMESSUNGEN (LxHxB):
290x25x10 mm

! Zur Befestigung von Zubehören anderer
Hersteller (Normschiene)

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

MONTAGESCHIENE, 250 mm KOPFTEIL

ART.-NR.: Z1.151



■ Für Kopfteil links

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » GENIUS
- » VENUS

MONTAGESCHIENE, 340 mm FUSSTEIL (GENIUS)

ART.-NR.: Z1.079




■ Für Fußteil links oder rechts

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » GENIUS

MONTAGESCHIENE, 250 mm, MASSIV SITZTEIL (GENIUS) **ART.-NR.: X.000087**



■ Für Sitzteil, zur Anbringung von Beinhaltern **ART.-NR.: Z1.087**

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » GENIUS

MONTAGESCHIENE, 340 mm, MASSIV RÜCKEN U. FUSSTEIL (GENIUS)

ART.-NR.: X.000036




■ Für Rücken- und Fußteil

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

» GENIUS

MONTAGESCHIENE, 125 mm, KOPFTEIL (GENIUS EYE / EYE PRO)

ART.-NR.: Z1.262




■ Z. B. für die Montage des
Mikrochirurgierings GENIUS EYE
ART.-NR.: Z1.257

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

» GENIUS EYE
» GENIUS EYE PRO

MONTAGESCHIENEN-SET (VENUS)

ART.-NR.: Z1.304



■ Für Rücken-, Sitz- und Fußteil

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

» VENUS

SCHIEBEGRIFFE

SCHIEBEGRIFFE ABKLAPPBAR, KOPFSEITIG, GENIUS (1 PAAR)

ART.-NR.: Z1.210 GENIUS




- Für das rückschonende Schieben des OP-Tisches in Stuhlposition

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » GENIUS
- » GENIUS EYE PRO

SCHIEBEGRIFFE ABKLAPPBAR, KOPFSEITIG, PRIMUS / VARIUS (1 PAAR)

ART.-NR.: Z1.211



- Für das rückschonende Schieben des OP-Tisches in Stuhlposition

- Abklappbar für Beinfreiheit

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » VARIUS
- » PRIMUS

SCHIEBEGRIFFE ABKLAPPBAR, FUSSEITIG (1 PAAR)

ART.-NR.: Z1.164




- Für das rückschonende Schieben des OP-Tisches von der Fußseite

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

MONTAGEKLOBEN XL
ERFORDERLICH

ART.-NR.: Z1.088



EASYCOVER, EINMAL-LIEGENABDECKUNG

ART.-NR.: Z1.138



ABMESSUNGEN (LxB):
2000x720 mm

PACKUNGSEINHEIT: 150 STÜCK
FARBE: WEISS

- Wasserdichtes Einmal-Liegen-abdecktuch für maximale Hygiene
- Kopftasche verhindert Abrutschen der Abdeckung
- Papierbeschichtung für angenehmen Liegekomfort

Geeignet für alle BRUMABA OP-Tische

PAPIERROLLENHALTER

VARIUS ART.-NR.: Z1.294

VENUS ART.-NR.: Z1.324

PRIMUS/GENIUS ART.-NR.: Z1.051



ABMESSUNGEN (B):
550-650 mm

MAX. PAPIERROLLENBREITE:
550 mm (VARIUS/PRIMUS/GENIUS)
650 mm (VENUS)

- Für das Anbringen von Papierrollen unter dem Fußteil

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » PRIMUS » GENIUS
- » VARIUS » GENIUS EYE
- » GENIUS EYE PRO

SCHUTZFOLIE FÜR FUSSTEIL, VISKO

ART.-NR.: Z1.332




- Für den mechanischen Schutz des Fußteilmolsters z.B. von Straßenschuhen
- Einfache Abnahme zur Reinigung

Geeignet für BRUMABA OP-Tisch:

- » PRIMUS
- » VENUS
- » GENIUS
- » GENIUS EYE
- » GENIUS EYE PRO

SCHUTZFOLIE FÜR ZWEIGETEILTES FUSSTEIL, VISKO (VARIUS) (1 PAAR)

ART.-NR.: Z1.148A



- Für den mechanischen Schutz des Fußteilmolsters z.B. von Straßenschuhen
- Einfache Abnahme zur Reinigung

Geeignet für BRUMABA OP-Tisch:

- » VARIUS

LUPENLAMPE MIT SCHWENKARM

ART.-NR.: Z1.217



LINSE ABMESSUNG B: 160 mm

LINSE DIOPTRIN: 3,5

FARBWIEDERGABE: 6500 K

LED-ENERGIEEFFIZIENZ: A+

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » PRIMUS » GENIUS
- » VARIUS » GENIUS EYE PRO

Optional:

ART.-NR.: Z1.300 | VENUS

ZUBEHÖR-ORDNUNG

WANDMONTAGESCHIENE

ART.-NR.: Z1.162



LÄNGE: 100 mm

■ Für die Befestigung von Zubehör an der Wand

■ 5 Gleiter enthalten

Geeignet für alle BRUMABA-Zubehör

GLEITER FÜR WANDMONTAGE /
ZUBEHÖRWAGEN:

ART.-NR.: Z1.161

ZUBEHÖRSTÄNDER

ART.-NR.: Z1.117



HÖHE: 1080 mm

B FUSSKREUZ: 620 mm

■ Für die Aufbewahrung von bis zu
8 Zubehören

■ Fahrbar

Geeignet für BRUMABA Zubehör

Optionales Zubehör:

Ablageplatte **ART.-NR.: Z1.153**

ZUBEHÖRWAGEN

ART.-NR.: Z1.060



ABMESSUNGEN (LxBxH):

730x550x1000 mm

SCHIENENLÄNGE: 725 mm

- Für die Aufbewahrung von Zubehör
- Fahrbar
- 12 Gleiter enthalten
- Aufnahme für Handtisch und Arthroskopieeinhalter

Geeignet für BRUMABA Zubehör

GLEITER FÜR WANDMONTAGE / ZUBEHÖRWAGEN:

ART.-NR.: Z1.161

AKKU-TRANSPORTWAGEN

ART.-NR.: Z1.175



ABMESSUNGEN (LxBxH):

300x450x800 mm

- Für den einfachen Transport von zwei Akkus
 - Aufnahme für die Ladestation
- ART.-NR.: Z1.134**

Geeignet für BRUMABA OP-Tische:

- » VARIUS
- » PRIMUS

BRUMABA GmbH

Bürgermeister-Graf-Ring 17
D-82538 Geretsried

Telefon: +49 (0) 8171 / 2672 - 0

Telefax: +49 (0) 8171 / 2672 - 10

E-Mail: info@brumaba.de

Änderungen vorbehalten.

© BRUMABA GmbH

KA.006-2026-06-23-DE

www.brumaba.de

MADE IN GERMANY



SINCE 1980


BRUMABA