BRUMABA



ecura

Die Behandungsliege von BRUMABA

MADE IN GERMANY

SINCE 1980

ECURA. Behandlungskomfort in BRUMABA-Qualität.

BRUMABA steht seit über 45 Jahren für höchste Qualität in der OP-Ausstattung. Mit ECURA bringen wir jetzt unsere ganze Erfahrung auch in den Behandlungsbereich. Natürlich verbunden mit der typischen BRUMABA-Ergonomie für ermüdungsfreies Arbeiten und perfekten Kundenkomfort.



Präzise Bedienung für optimale Abläufe

ECURA lässt sich ganz nach Ihren Bedürfnissen steuern: wahlweise per Fußschalter oder Handfernbedienung. Dank der Memory-Funktion lassen sich 4 bevorzugte Sitz- und Liegepositionen bequem speichern und mit der Handfernbedienung abrufen.

Schlanker Fuß für maximale Beinfreiheit

Der speziell designte Fuß ermöglicht mehr Bewegungsfreiheit und sorgt für eine angenehme Behandlungsposition.

Höchster Liegekomfort

Die Memory-Foam-Polsterung, die magnetische Kopfstütze und die ergonomische Form sorgen für ein unvergleichliches Liegeerlebnis – selbst bei langen Behandlungen.



Komfortabler Einstieg

Schnell und leise

Die Liege lässt sich schnell und leise sowohl in der Höhe als auch in der Position elektrisch verstellen. So passt sie sich jedem Behandlungsszenario perfekt an – für eine ergonomische und komfortable Arbeitsweise.



Ideale Positionierung





Ergonomisches Arbeiten

Unser Beitrag zu Longevity: So ästhetisch kann Qualität aussehen.



Ob im Plastischen, Ästhetik- oder Dermatologiebereich. ECURA bringt neuen Schwung in den medizinisch-kosmetischen Behandlungsraum.

Das durchdachte Design mit vielfältigen Justierungsmöglichkeiten bietet die ideale Grundlage für präzise Eingriffe. Dazu überzeugt der hoher Liegekomfort und entspricht selbst höchsten Kundenansprüchen – eine langfristige Investition.

- **Höchster Wellness-Komfort für Ihre KundInnen**
- **Flexible Anpassungsoptionen für präzise Eingriffe und Behandlungen**
- **Langlebige Materialien garantieren Zuverlässigkeit und Stabilität**
- **Vielfältige Farbvarianten und Einsatzmöglichkeiten**

Der neue Star in der Praxis: Unterstützung in jedem Augenblick.



Als zuverlässige Behandlungsliege für IVOM (Intra Vitreale Operative Medikamentengabe) ist ECURA perfekt auf die Anforderungen ambulanter Eingriffe in der Augenheilkunde abgestimmt.

Sie ermöglicht präzise Therapien und höchsten Komfort für AnwenderInnen. Dazu überzeugt sie dank hygienischer Premium-Polster, einer praktischen Handfernbedienung und der stufenlosen Höhenverstellung.

- **Optimierter Kopfbereich für eine präzise Behandlung im Augenbereich**
- **Entwickelt für effiziente IVOM-Behandlungen**
- **Memory-Funktionen sorgen für schnelle Positionierung der Patienten**
- **Vielfältige Farbvarianten und Einsatzmöglichkeiten**

Willkommen im Team:
Das belastbare Allroundtalent.



Dank ECURA erreichen Funktionalität und Komfort während therapeutischer Behandlungen ein völlig neues Level. Herausragende Bein- und Behandlungsfreiheit und doch absolut stabil – für Maximalbelastungen bis zu 200 kg.

Qualitativ hochwertige Materialien und pflegeleichte Polster sorgen für hohe Langlebigkeit und einfache Reinigung. Und dazu passt sich die Liege dank der großen Farbauswahl perfekt verschiedensten Ambienten an.

- **Rückenschonendes Design für BehandlerInnen, entspanntes Liegen für Patienten**
- **Hohe Traglast und Stabilität selbst bei dynamischer Mobilisierung**
- **Individualisierbare Liegehöhe für schonende Therapieabläufe und sicheren Zugang**
- **Fest eingespeicherte Trendelenburg-Position für Notfälle**

Bestechend gut:
Weil Qualität das beste Motiv ist.



Wenn es darum geht Design, Komfort und Funktionalität auf einen Nenner zu bringen ist ECURA die richtige Wahl fürs Tattoostudio.

Ergonomisch perfekt durchdacht, sorgt die Liege für ein entspanntes Arbeiten für Artists. Abnehmbare Hygiene-Premium-Polster sorgen für schnelle Reinigung und die stabile Edelstahl-konstruktion für sicheren Stand – auch bei hohen Belastungen.

- **Ergonomisches Design für Artists. Maximaler Komfort für Kunden**
- **Entlastung für Rücken und Nacken. Für mehr Präzision bei langen Terminen**
- **Langlebige Materialien garantieren Zuverlässigkeit und Stabilität**
- **Flexible Einstellmöglichkeiten sorgen für beste Unterstützung**

ECURA. Individualität in 35 Farben für jeden Stil.

Änderungen vorbehalten.

Unsere Behandlungsliege passt sich farblich perfekt in die Praxis, das Studio oder den Therapieraum ein. Ob harmonisch Ton-in-Ton oder ganz bewusst als Farb-Akzent in der Logo- oder Hausfarbe.

Unsere Favoriten:



Technische Daten

Min. Höhe (inkl. Polster)	639 mm
Max. Höhe (inkl. Polster)	889 mm
Länge der Liege	1.837 mm
Breite der Liegefläche	660 mm
Max. Belastung	200 kg



BRUMABA GmbH
Bürgermeister-Graf-Ring 17
D-82538 Geretsried

Telefon: +49(0) 8171 / 2672 - 0
Telefax: +49(0) 8171 / 2672 - 10
E-Mail: info@brumaba.de

QR-Code scannen und weitere Infos erhalten.

© BRUMABA GmbH
KA.0016-2025-12-08-DE

www.brumaba.de/behandlungsliege-ecura

BRUMABA