BRUMABA



Gesamtkatalog
Dental- / MKG-Serie

Oralchirurgie / Dentalchirurgie / Implantologie /
MKG / Endodontologie / Parodontologie / HNO

brumaba.de

Willkommen bei BRUMABA

Zuverlässige Qualität für Ihre Gesundheit

BRUMABA ist ein familiengeführtes Unternehmen und hat sich auf die Entwicklung und Produktion von ergonomischen OP-Tischen, -Stühlen und -Hockern spezialisiert: Indem wir hochwertige, innovative Produkte bereitstellen, möchten wir die Gesundheit und das Wohlbefinden von medizinischen Fachkräften und Patienten auf der ganzen Welt verbessern.

Der Grundsatz unserer Arbeit ist Nachhaltigkeit: BRUMABA-Produkte werden bereits seit 1980 in unserer bayerischen Heimat hergestellt. Dank dem Einsatz hochwertiger Materialien und zuverlässiger Technik leisten sie eine nachweislich lange Nutzungsdauer.

Überzeugen Sie sich selbst von unsere spürbaren Vorsprung an Ergonomie, Komfort und Effizienz.

Zuverlässigkeit, die zählt.
Stabilität, die hält.
BRUMABA - Ihr Partner in Qualität.



OP-Tisch Modell
GENIUS

MADE IN GERMANY

SINCE 1980



OP-Stuhl Modell
BALANCE
ADVANCE SLIM

OP-Tisch Modell
PRIMUS

Nie wieder Rückenschmerzen
Für jeden Eingriff die richtige Position

Ärzte kennen es: Eingriffe an schwer erreichbaren Stellen sind meist mit einer unergonomischen Arbeitshaltung verbunden. Daraus resultieren Rücken- und Nackenschmerzen. Wollen Sie sich das wirklich bis zu Ihrer wohlverdienten Rente antun?

Die Lösung ist greifbar nah:
BRUMABA OP-Tische lassen sich flexibel auf Ihre Operation, Ihre individuellen Körpermaße und die Ihres Patienten einstellen.



Highlights

- Verstellen und neigen Sie den OP-Tisch so, dass Sie komfortabel und ergonomisch arbeiten können – der Tisch passt sich Ihrer Arbeitshaltung an und nicht umgekehrt
- Mit der Airplane-Funktion können Sie den OP-Tisch PRIMUS sogar seitlich neigen – der Gamechanger für viele Operationen. So können Sie auch über einen langen Zeitraum angenehm arbeiten
- Unsere OP-Stühle und -Zubehöre bilden eine ideale Ergänzung, sodass die physische Belastung beim Operieren und Assistieren auf ein Minimum gesenkt wird – ein nachhaltiges Investment in Ihre eigene Gesundheit und die Ihres Teams



Bequemer
Einstieg



Operieren
im Stehen





Unterkieferposition



Oberkieferposition



Arbeiten mit
Mikroskop

BRUMABA Operationstische
Hochwertig. Ergonomisch. Komfortabel.

Mit PRIMUS und GENIUS bietet Ihnen BRUMABA zwei OP-Tische, die speziell für Ihre besonderen Anforderungen in der Chirurgie sowie längere Eingriffe entwickelt wurden.

Die Highlights von BRUMABA OP-Tischen

- Optimaler Zugriff und großzügige Beinfreiheit dank schlanker Bauweise
- 1 - 2 Wochen Akkubetrieb pro Ladung für zuverlässigen OP-Betrieb
- Geeignet für alle Patienten dank Rückenteilverlängerung und Lagerung bis 250 - 300kg
- Zeitsparende Memory-Funktion: Speicherung von bis zu 8 häufig verwendeten Positionen
- Wartungsarme Technik für eine lange Nutzungsdauer
- Hochwertige, stabile und langlebige Edelstahlkonstruktion für höchste Qualität „Made in Germany“
- Keine teure und aufwendige Installation, Sie können sofort loslegen







Intraoperativ verstellbare Kopfschale

Die dreidimensional verstellbare Kopfschale mit Carbon-Struktur sorgt für eine stabile und gleichzeitig komfortable Lagerung des Patientenkopfs.

- Die patentierte Kopfschale justiert sich automatisch bei Positions- und Gewichtsverlagerungen
- Die Kopfposition kann jederzeit angepasst werden
- Der Patientenkopf wird stets perfekt gestützt und dabei von der Kopfkalotte wie mit zwei Händen sanft umschlossen

OP-Tisch **PRIMUS**
Ein einzigartiges OP-Erlebnis

Highlights

- Airplane-Funktion: Die Kippung der Liegefläche sorgt für perfekte Arbeitsergonomie
- Dreidimensional verstellbare Kopfschale
- Hochwertige, stabile und langlebige Edelstahlkonstruktion für höchste Qualität „Made in Germany“
- Flexibel verstellbare Armlehnen für eine entspannte Lagerung
- Extra dicke Polster für noch besseren Komfort bei langen Eingriffen
- Memory-Funktion: Speicherung von bis zu 8 häufig verwendeten Positionen für effiziente OP-Abläufe
- 1 - 2 Wochen Akku-Betrieb pro Ladung garantiert zuverlässigen OP-Betrieb
- Umfangreiche Höhenverstellung mit DT-Doppelteleskopsäule (540 - 970 mm)
- Bis zu 300 kg Patientengewicht bei voller Funktionsfähigkeit

Optionale Ausstattung

- Unsere Empfehlung: 2-GUIDE-DRIVE mit zwei richtungsführenden Rollen für eine einfache Anpassung an die Raumsituation und Reinigung
- Fußschalter für sterile, intraoperative Verstellung



Dreidimensional verstellbare Kopfschale



Kabelloser Akkubetrieb bis zu zwei Wochen

QR-Code scannen und PRIMUS im Produktvideo gleich live erleben!

Komfortable
Lagerung



Maßgeschneidertes
Zubehör





Hochwertige
Edelstahlkonstruktion



Der dargestellte OP-Tisch enthält Sonderausstattungen.

Technische Daten


Gesamtlänge	1.770 -1 .940 mm
Gesamtbreite	555 mm
Eigengewicht	185 kg
Max. Belastung des Tisches	300 kg
Höhe (inkl. Polster)	540 - 970 mm
Neigung Kopfteil	31° bis -44°
Neigung Rückenteil	72° bis -17°
Neigung Sitzteil	32° bis -11°
Neigung Fußteil	30° bis -90°

ART. NR. O2.01.31 PRIMUS
ART. NR. O2.11.31 PRIMUS N

Airplane-Funktion
Die Revolution in der Chirurgie

Unsere Produktentwicklung erfolgt in enger Abstimmung mit Chirurgen. In Tests haben wir erkannt, dass manche Eingriffe mit herkömmlichen OP-Tischen nicht im Sinne einer ergonomischen Arbeitshaltung für den Chirurgen erfolgen.

Deshalb haben wir die sogenannte Airplane-Funktion entwickelt: Dabei kann der PRIMUS um bis zu 17 Grad nach links oder nach rechts gekippt werden. Somit sind zuvor schwer erreichbare OP-Felder auf einmal ganz leicht zugänglich. Die Airplane-Funktion ist eine Investition in Ihre Gesundheit – für eine neue Ära im OP!




OP-Stuhl Modell
BALANCE

17°
NEIGUNGS
WINKEL







OP-Tisch Modell
PRIMUS

OP-Tisch **GENIUS**
Exzellent bis ins kleinste Detail

Highlights

- Dreidimensional verstellbare Kopfschale
- Hochwertige, stabile und langlebige Edelstahlkonstruktion für höchste Qualität „Made in Germany”
- Extra dicke Polster für noch besseren Patientenkomfort bei langen Eingriffen
- Memory-Funktion: Speicherung von bis zu 8 häufig verwendeten Positionen für effiziente OP-Abläufe
- 1 - 2 Wochen Akku-Betrieb pro Ladung garantiert zuverlässigen OP-Betrieb
- Höhenverstellung mit ST-Teleskopsäule (590 - 880 mm)
- Bis zu 250 kg Patientengewicht bei voller Funktionsfähigkeit

Optionale Ausstattung

- Umfangreichere Höhenverstellung mit DT-Doppelteleskopsäule (530 - 960 mm)
- Fußschalter für sterile, intraoperative Verstellung



Kabelloser Akkubetrieb bis zu zwei Wochen


ART. NR. G4.01.23 GENIUS DTA
ART. NR. G4.11.23 GENIUS DTN
ART. NR. G4.01.12 GENIUS STA
ART. NR. G4.11.12 GENIUS STN



Platten- und
Schienenkonstruktion

Optionales Rückenpolster
mit integrierten Armlehnen





Komfortable
Lagerung

Technische Daten

Gesamtlänge	1.803,5 - 1.991,5 mm
Gesamtbreite	565 mm
Eigengewicht DTA	160 kg
Eigengewicht STA	140 kg
Max. Belastung des Tisches	250 kg
Höhe DTA (inkl. Polster)	530 - 960 mm
Höhe STA (inkl. Polster)	590 - 880 mm
Neigung Kopfteil	30° bis -45°
Neigung Rückenteil ST	80° bis -22°
Neigung Rückenteil DT	80° bis -11°
Neigung Sitzteil ST	39° bis -9°
Neigung Sitzteil DT	35 bis -9°
Neigung Fußteil	28° bis -90°

Der dargestellte OP-Tisch enthält Sonderausstattungen.

Fahrwerke für OP-Tische

Für maximale Mobilität und sicheren Stand



2-GUIDE-DRIVE – GENIUS/PRIMUS

Mit einem einzigen Hebel machen Sie den OP-Tisch mobil oder bremsen ihn. Zwei richtungsgeführte Rollen, zwei Lenkrollen, mit Lift-Brems-System sind enthalten.

ART. NR. F1.203



4-EASY-DRIVE

- 4 Lenkrollen mit Verbindungsachse
- Lift-Bremssystem für extrem hohe Standruhe
- Intelligente Richtungsführung
- Maximale Beinfreiheit
- Leichtlaufräder 120 mm

ART. NR. F1.403



Feststehende Bodenplatte

Bei stationärem Betrieb bietet sich die feststehende Bodenplatte an. Äußerst standstabile und schlanke Bauweise für optimale Beinfreiheit.

ART. NR. F1.101 PRIMUS
ART. NR. F1.103 GENIUS

Bedienelemente und Ladesysteme für OP-Tische



Handbedienung

- Im Standard enthalten
- Mit 8 Memory-Positionen

ART. NR. Z1.118



Fußschalter mit Haltebügel

Fußschalter Typ IV mit 8 Memory-Positionen

ART. NR. Z1.185



Integriertes Ladesystem – PRIMUS

Laden Sie 1x wöchentlich Ihren OP-Tisch durch direktes Anstecken eines Kabels. Sie ersparen sich den wöchentlichen Wechsel des Akkus und benötigen keinen zusätzlichen Lagerort für die externe Ladestation und den Ersatz-Akku.

ART. NR. X.000269



Wechsel-Akku-System mit externer Ladestation – PRIMUS

Austausch-Akku für reibungslosen Non-Stop-Betrieb, besonders geeignet in großen Betrieben mit wechselndem OP-Personal, um zusätzliche Betriebssicherheit zu gewähren.

ART. NR. Z1.134 Ladestation
ART. NR. Z1.017 Akku 24 V
(ein Akku bereits enthalten)



Akku-Version 24 V – GENIUS

Für den netzunabhängigen Betrieb Ihres OP-Tisches. Laufzeit bei Normalbetrieb von bis zu 2 Wochen ohne Nachladen.

ART. NR. G4.0X.XX



Netz-Version 110-230 V

Bei stationärer Anwendung bietet sich der Netz-Betrieb an für den direkten Anschluss an eine Steckdose.

ART. NR. O2.11.31 PRIMUS N
ART. NR. G4.11.23 GENIUS DTN
ART. NR. G411.12 GENIUS STN

Zubehör für OP-Tische

BRUMABA-Extras für noch mehr Funktion und Komfort



Instrumententisch an der Säule

Plattengröße 600x400 mm
ART. NR. Z1.275

Plattengröße 700x500 mm
ART. NR. Z1.278

Dürr-Schwenkschieber an der Säule

ART. NR. Z1.372






Dürr-Schwenkschieber mit Instrumententisch an der Säule

Plattengröße 600x400 mm
ART. NR. Z1.373

Plattengröße 700x500 mm
ART. NR.Z1.374



Ablageplatte Alu für Instrumententisch

ART. NR. Z1.245



Fahrbarer Instrumententisch

Plattengröße 600x400 mm
ART. NR. Z1.172

Plattengröße 700x500 mm
ART. NR. Z1.282




Infusionsständer an der Säule

ART. NR. Z1.280



Armlehne OP
mit Fixiergurt

ART. NR. Z1.001



Armlehne OP PRO mit
Fixiergurt und Längen-
verstellung

ART. NR. Z1.331



Armstütze seitlich
mit Fixiergurt

ART. NR. Z1.002




Rückenteilpolster
mit Armauflage

ART. NR. Z1.259



Nackenpolster,
viskoelastisch

ART. NR. Z1.250



Mikrochirurgiering

ART. NR. Z1.240



Kopfplatte,
klein

ART. NR. Z1.109




Aufnahmearm beidseitig
ART.NR. M.000703

Doppel-Aufnahmearm links
ART.NR. M.000843



Fernbedienungs-
halterung, flexibel

ART.NR. Z1.149



Fernbedienungs-
halterung kurz, mit
integriertem Kloben

ART.NR. Z1.307




Narkoseschlauchhalter
FLEX, abklappbar

ART.NR. Z1.334



Motorträger, klein
400 x 360 mm

ART. NR. X.000040



Schutzfolie für Fußteil

ART.NR. Z1.332



EASY COVER
Liegenabdeckung

ART. NR. Z1.138




OP-Auflage, visko

ART. NR. Z1.171



Bauchgurt, Silikon mit
2 Montagegleitern

ART. NR. Z1.112



Lordosestützpolster

ART. NR. Z1.140



Halbrolle, klein

ART. NR. Z1.100



Montagekloben

ART. NR. Z1.004

Behandlungsliege **ECURA**
Behandlungskomfort in BRUMABA-Qualität

BRUMABA steht seit über 45 Jahren für höchste Qualität in der OP-Ausstattung. Mit ECURA bringen wir jetzt unsere ganze Erfahrung auch in den Behandlungsbereich. Natürlich verbunden mit der typischen BRUMABA-Ergonomie für ermüdungsfreies Arbeiten und perfekten Kundenkomfort.

Highlights

- Smarte Memory-Funktion: Über die Handfernbedienung lassen sich 4 häufig genutzte Liegepositionen einspeichern, für maximal effizientes Arbeiten.
- Schlanker Fuß für maximale Beinfreiheit: Der speziell designte Fuß ermöglicht mehr Bewegungsfreiheit und sorgt für eine angenehme Behandlungsposition.
- Die Memory-Foam-Polsterung, die magnetische Kopfstütze und die ergonomische Form ermöglichen gemeinsam ein besonders komfortables und unterstützendes Liegeerlebnis.
- Schnell und leise: Die Liege lässt sich schnell und leise sowohl in der Höhe als auch in der Position elektrisch verstellen



Handfernbedienung



Technische Daten

Min. Höhe (inkl. Polster)	639 mm
Max. Höhe (inkl. Polster)	889 mm
Länge der Liege	1.837 mm
Breite der Liegefläche	660 mm
Max. Belastung	200 kg

ART. NR. E1.00.00



Komfortabler
Einstieg



Ideale
Positionierung



Ergonomisches
Arbeiten

Optimale
Lagerung







Fußschalter

Patiententransporter **CADDY**
Design und Komfort in einer Aufwachliege

Stuhl, Behandlungsliege, Transporter und Aufwachliege in einem - als 4-in-1 ist der CADDY unser Mutlitalent. Sicheres, komfortables Lagern und müheloses Transportieren der Patienten ist mit dem CADDY einfacher als je zuvor.

Highlights

- Robustes Rahmengestell aus hochwertigem Edelstahl
- Zwei multifunktionale Griffe am oberen Rand der Rückenlehne für ergonomisches Schieben und einfaches Verstellen der Liegeflächen
- Bequeme Polsterung
- Physiologisch vorteilhafte Liegepositionen sorgen für einen stabilen Kreislauf Ihrer Patienten
- Einfacher Transport dank besonders leichtgängiger, lenkgebremster Räder
- Hochklappbare Armlehnen für bequemen Einstieg und besseren Zugang zum Patienten
- Wahlmöglichkeit zwischen hellem und dunklem Holz

Optionales Zubehör

- Armlehnenpolster, mit Kugelgelenk (ART. NR. Z1.070)
- Bauchgurt, Silikon (ART. NR. Z1.078)
- Rausfallschutz seitlich (1 Paar)
- Infusionsständer (ART. NR. Z1.068)
- CADDY - Holzoptik „Buche hell“ Standard (ART. NR. C1.XX1)
- CADDY - Holzoptik „Buche dunkel“ (ART. NR. C1.XX1, Aufpreis)

QR-Code scannen und CADDY im Produktvideo gleich live erleben!



Automatisch an Liegeposition angepasste Armlehnen (klappbar)



Liegefläche stufenlos verstellbar





Technische Daten

Gewicht	67 kg
Max. Maße (B x L x H) „Stuhl“	660 x 1100 x 1440 mm
Max. Maße (B x L x H) „Liege“	660 x 1900 x 600 mm
Maße Sitzfläche (B x L)	460 x 490 mm
Sitzhöhe	560 mm
Max. Belastung	180 kg

ART. NR. C1.02.13

Bequem in jeder Lage



Stuhlposition



Chaiselongue Lage



Schocklage

BRUMABA OP-Hocker und -Stühle
Investieren Sie in Ihre Gesundheit

BRUMABA Operationshocker- und -stühle lassen sich flexibel auf Ihre individuellen Körpermaße abstimmen und bilden eine ideale Ergänzung zu unseren OP-Tischen. Durch die Rückenschonung wird die physische Belastung beim Operieren und Assistieren auf ein Minimum gesenkt – ein nachhaltiges Investment in Ihre eigene Gesundheit und die Ihres Teams.

Die Highlights von BRUMABA OP-Stühlen

- Optimale Rückenunterstützung durch stufenlos verstellbares Rückenteil
- Präzise konfigurierbare Armlehnen für perfekte Ab- und Unterstützung während der Operation
- Patentierte ergonomische Sitzflächen für einen konsequent sicheren und komfortablen Sitz
- Individuell einstellbarer Neigungswinkel der Sitzfläche für eine gesunde Blut-zirkulation Ihrer Beine
- Anpassbare Sitzhöhe für einen Winkel von >90° zwischen Ihrem Oberkörper und Beinen



OP-Stuhl Modell
BALANCE



OP-Tisch Modell
PRIMUS

Der dargestellte OP-Tisch enthält Sonderausstattungen.

Mikrochirurgiestuhl **BALANCE ADVANCE**
Gesundes Sitzen ist Einstellungssache

In enger Zusammenarbeit mit Mikrochirurgen haben wir den OP-Stuhl BALANCE ADVANCE speziell für die Anforderungen der Mikrochirurgie entwickelt. Das Ergebnis: Bequemes Operieren bei perfekter Arbeitsposition.





Unser Standard für ergonomisches Sitzen und Arbeiten

- Dreidimensional verstellbare, fixierbare Armlehnen für optimale Unterstützung der Schulter- und Armmuskulatur
- Komfortables Arbeiten auch bei langen Operationen
- Ergonomisch geformtes Sitz- und Rückenteil inkl. patentierter Sitzneigung aus hochwertigen Polstern sorgt für eine gesunde Sitzposition
- Einfache Höhenverstellung per Fußauslösung (Gasfeder)
- Komfortfahrwerk samt antistatischer Räder
- Verschweißte Polster und geschlossene Räder für hygienische Reinigung

BALANCE ADVANCE F
ART. NR. S3.10.13.5310

BALANCE ADVANCE F&B (mit Bremse)
ART. NR. S3.11.13.5310

BALANCE ADVANCE SLIM F
ART. NR. S3.10.23.641.0

BALANCE ADVANCE SLIM F&B (mit Bremse)
ART. NR. S3.12.23.641.0

Technische Daten

Min. Höhe	555 mm
Max. Höhe	745 mm
Durchmesser Stuhlkreuz	610 mm
Sitzpolster Länge	460 mm
Sitzpolster Breite	420 mm

BALANCE ADVANCE SLIM

Min. Höhe	490 mm
Max. Höhe	630 mm
Sitzpolster Länge	400 mm
Sitzpolster Breite	360 mm

OP-Stuhl **BALANCE**
Form. Funktion. Ergonomie.

BALANCE F

Highlights

- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenteile passen sich der natürlichen Körperform an
- Hochwertige Polster sorgen für komfortables und gesundes Sitzen
- Die ergonomische Sitzform fördert die Blutzirkulation in den Beinen und ermöglicht auch bei längerem Sitzen höchsten Komfort.
- Verschweißte Polster und geschlossene Räder erleichtern die Reinigung und sorgen für zuverlässige Hygiene
- Optional: Säulenerhöhung 100 mm (ART. NR. E.001558)



Höhenverstellung mit Fußauslösung, ideal bei sterilem Arbeiten

Technische Daten

Min. Höhe	500 mm
Max. Höhe	695 mm
Durchmesser Stuhlkreuz	610 mm
Sitzpolster Länge	460 mm
Sitzpolster Breite	420 mm

BALANCE F
ART. NR. S3.10.13.501.0

BALANCE F&B (mit Bremse)
ART. NR. S3.11.13.501.0



Optional mit Bremse



BALANCE SUPREME F

Der BALANCE SUPREME verfügt über multifunktionale Armlehnen welche nach vorne und hinten geschwenkt werden können.

- Verstellbar in Höhe, Länge und zur Seite
- Polsterfarbe der Armlehne passend zur Sitzfläche wählbar

BALANCE SUPREME F
ART. NR. S3.10.13.521.0

BALANCE SUPREME F & B (mit Bremse)
ART. NR. S3.11.13.521.0

Technische Daten

Min. Höhe	520 mm
Max. Höhe	715 mm
Durchmesser Stuhlkreuz	610 mm
Sitzpolster Länge	460 mm
Sitzpolster Breite	420 mm

OP-Hocker **COMFORT**
Der Allrounder

Der OP-Hocker COMFORT ist universal einsetzbar und eine ideale Ergänzung für jeden OP- und Behandlungsraum. Das OP-Personal kann durch den wendigen Hocker schnell und agil zuarbeiten. Die praktische Höhenverstellung per Fuß sorgt für freie Hände.

Highlights

- Komfortable und hochfrequenzverschweißte Sitzpolsterung für leichte Reinigung und zuverlässige Hygiene
- Das Fußkreuz verfügt über große, geschlossene, antistatische und damit auch hygienische Rollen, die eine schnelle und agile Zuarbeit ermöglichen
- Optional: Arretierungsbremse für eine feste und sichere Arbeitsposition
- Optional: Säulenerhöhung 100 mm (ART. NR. E.001558)



OP-Stuhl Modell **COMFORT F**

Technische Daten

Min. Höhe	540 mm
Max. Höhe	735 mm
Durchmesser Stuhlkreuz	610 mm
Durchmesser Sitzfläche	400 mm
Flexible Höhenverstellung	510 - 710 mm



Höhenverstellung mit Fußauslösung, ideal bei sterilem Arbeiten



Erhältlich auch mit COMFORT SWING Sitzpolster



COMFORT ASSIST F

Mit 360°-schwenkbarer Lehne zur ergonomischen Abstützung bei einer Vielzahl an Sitzpositionen.

Nur mit Höhenverstellung per Fußauslöser erhältlich.

COMFORT ASSIST F
ART. NR. H3.10.21.103





Einfache Höhenverstellung der Armlehne

Verfügbare COMFORT Modelle

COMFORT F

Höhenverstellung per Fußauslösung

ART. NR. H3.10.11.100.0

COMFORT F/B

Höhenverstellung per Fußauslösung, mit Bremse

ART. NR. H3.11.11.100.0



Optional mit Bremse

COMFORT SWING F

Mit COMFORT SWING Sitzpolster
Höhenverstellung per Fußauslösung

ART. NR. H3.10.12.100.0

COMFORT SWING F/B

Mit COMFORT SWING Sitzpolster
Höhenverstellung per Fußauslösung, mit Bremse

ART. NR. H3.11.12.100.0

COMFORT H

Höhenverstellung per Handauslösung

ART. NR. H3.10.31.100.0

COMFORT SWING H

Mit COMFORT SWING Sitzpolster
Höhenverstellung per Handauslösung

ART. NR. H3.10.32.100.0



Höhenverstellung mit Handauslöser

Qualitätspolsterung
Hygienische Polster für maximalen Komfort

Viskoelastische Komfortpolster

Die viskoelastischen Polster sorgen für eine optimale Druckverteilung und beugen somit effektiv Dekubitus (Wundliegen) vor. Von der ersten bis zur letzten Behandlungssekunde setzen wir auf den höchsten Komfort für Sie und Ihre Patienten.





Hygiene auf höchstem Level

- Leicht abnehmbare Polster zur schnellen Reinigung und Desinfektion
- Nahtlos und wasserdicht für optimalen Schutz gegen Bakterien
- Hochwertiges und langlebiges Kunstleder
- Alle Hygieneanforderungen für den OP werden erfüllt
- Bei Bedarf einzeln nachbestellbar

Individualität in 35+ starken Farben

Unsere Polster lassen keine Wünsche offen

Alle gezeigten Polsterfarben sind sowohl für OP-Liegen, -Hocker und -Stühle sowie Behandlungsliegen möglich. So fügen sich unsere BRUMABA-Produkte harmonisch in Ihre Räumlichkeiten ein.

001 black antistatic

002 blue anthracite antistatic

← **Elektrisch leitfähig**

Dieses zwei Polster erfüllen alle notwendigen Standards für die Verwendung im Operationssaal.

Ein Produkt von

martistat

214 black

240 blue anthracite

224 dusk gray

231 steel gray

213 light gray

226 beige gray

230 pastel sand

218 foggy gray

228 ivory

229 shadow white

212 white

200 butter white

201 almond beige

202 bamboo brown

220 light saffron orange

204 madeira brown

223 plain brown

205 rosewood brown

206 night brown

203 bitter orange

227 light rose

225 emperor cherry red

207 crimson red

238 intense purple

232 aubergine

211 royal blue

210 alpine blue

239 transparent blue

234 ice crystal blue

233 ice water green

221 florida turquoise

237 teal dark blue

235 clear torquoise

208 dark teal

209 urban green

236 lime green

222 summer green

QR-Code scannen und weitere Infos erhalten.

Polsterfarben können vom Originalton abweichen.

BRUMABA GmbH
Bürgermeister-Graf-Ring 17
D-82538 Geretsried

Telefon: +49 (0) 8171 / 2672 - 0
Telefax: +49 (0) 8171 / 2672 - 10
E-Mail: info@brumaba.de

MADE IN GERMANY

SINCE 1980

Änderungen vorbehalten.

© BRUMABA GmbH
KA.0008-2026-06-24-DE

www.brumaba.de

BRUMABA